

Nom de produit	USB Type-C personnalisé à 4 leads Cable Clip Crocodile Fabricant de câbles de crocodile Dongguan
application	Machine de stimulation, instrument de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisés
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
Emballer	Emballé individuellement

Conçu pour la transmission du signal de précision et la connectivité flexible, ce câble de type Crocodile de type - C à 4 est idéal pour les tests, les connexions d'alimentation temporaire, les appareils portables et l'utilisation du laboratoire. Chaque clip de crocodile est codé par couleur et en toute sécurité pour assurer l'adhérence ferme sur les bornes, les conducteurs ou les électrodes.

Pour répondre à vos besoins OEM / ODM, nous offrons notre [USB C à 4,0 mm Câble de plomb électrode femelle avec hook à oreille en silicone](#)—Un exemple premium de notre série de câbles médicaux de type. Fabriqué à Dongguan, il comprend PVC Copper Construction, 0,5 M (personnalisable) et la qualité d'usine certifiée ISO13485

Nous recommandons également notre [Audiojack 4-IN-1 vers un câble de blindage ECG à 4 lead](#), présentant notre expertise dans les câbles de signal multi-lead. Ce câble isolé de 1M TPU prend en charge plusieurs tailles d'électrodes (par exemple 3,5 mm, snaps 4,0 mm), est entièrement protégé et produit dans notre usine Dongguan sous des systèmes ISO et ISO13485 stricts et ISO13485

Produites par un fabricant de Dongguan expérimenté, nos câbles présentent des matériaux de haute qualité tels que des conducteurs de cuivre purs et une isolation renforcée pour assurer la durabilité et l'intégrité du signal. La fiche USB Type - C assure une large compatibilité avec les dispositifs de diagnostic, de mesure ou de médicaux modernes.

Notre usine Dongguan prend en charge les commandes en vrac et en gros, fournissant des longueurs, des couleurs et des types de clip personnalisés pour répondre aux besoins d'application variés.

Application:

- **Services de réadaptation à l'hôpital:** Il est utilisé dans divers équipements de traitement de réadaptation pour aider les patients à la stimulation musculaire, à la restauration de la fonction nerveuse et à d'autres traitements.
- **Centres de physiothérapie professionnelle:** Fournissez des solutions de connexion de l'équipement pratique pour les physiothérapeutes et soutenez une variété de projets de physiothérapie, tels que la thérapie électro-acupuncture, la thérapie à tuina électro-assistée, etc.
- **Soins à domicile:** Faciliter les utilisateurs à domicile pour effectuer leurs propres physiothérapie et soins de santé simples, comme le soulagement des douleurs musculaires et la promotion de la circulation sanguine.
- **Institutions de recherche:** En tant que fil de connexion pour l'équipement expérimental, il est utilisé pour la collecte et l'analyse des signaux bio-électriques dans la recherche médicale.





Certification et conformité:

Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine