

Conditions commerciales : FOB Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacité de production : 1 000 000 pièces par mois

Paielement : T/T, Paypal, western union

Lieu d'origine : Dongguan, Chine

Délai de livraison : délai de livraison de l'échantillon 3 à 7 jNotres, la production de masse est d'environ 15 à 20 jours

Certificats : UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Expédition : Par avion, par mer ou Fedex, DHL, UPS


Quantité minimale de commande : 500 pièces

Caractéristiques:

- Heymed [Fils de rechange pour électrodes](#) Compatible avec TENS 7000, Nicwell Care, TENS 3000
- Matériau de haute qualité : fils de qualité supérieure en feuille de cuivre, durables pour une utilisation de longue durée.
- Ce fil de rechange TENS : fiche de sécurité DC 2,35 mm, avec connecteur de type broche mâle de 2,0 mm. longueur du câble 1150 mm.
- Our [Fils de connexion TENS](#) NE PAS adapter aux appareils EMPI ou Prospera
- N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide !

Le [câble d'électrode à broches](#) Câble de remplacement des unités TENS

Référence du dessin :



Produits connexes:

[Câble d'électrode à pression magnétique ECG à 3 fils](#)

[Câble d'électrode USB Type C à broche de 2,0 mm](#)

Heymed Technology est l'un des principaux fabricants chinois de [câbles médicaux](#) et accessoires, Bouton-pression magnétique [câble d'électrode](#) avec une prise audio de 3,5 mm, ce n'est pas seulement une certaine spécification des fils à pression magnétique, Heymed fait toujours de son mieux pour la personnalisation, qui fournit les différentes spécifications de câblage, le câble, la longueur personnalisée, le numéro des fils d'électrode à pression.

Qualité des produits garantie 12 mois et conforme RoHS et Reach et certification

Hemed est déjà certifié par I S O 13485 Gestion de la qualité des dispositifs médicaux, I S O 9 0 0 1 Enregistrement pour la gestion internationale de la qualité et I S O 1 4 0 0 1 L'enregistrement pour le système de gestion environnementale et les produits a réussi les



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant de commander davantage ?

R : Bien sûr, Heymed fournit un échantillon gratuit si nous avons du stock, les échantillons personnalisés doivent être facturés au coût d'installation. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

R : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : Comment se porte votre usine en matière de contrôle qualité ?

R : La qualité est la priorité. Le département QC avec un spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a obtenu l'authentification Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

R : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous offrons un service OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS comme client.

Q6 : Où est située votre usine ? Comment puis-je y visiter ?

R : Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous faire visiter notre lieu de travail.