



| | |
|----------------|--|
| Nom de produit | Connecteur de tangage de 2,5 mm à double rangée de 2,5 mm au câble de broches d'électrode de 2,0 mm Solutions de haute qualité du fabricant chinois Dongguan |
| application | Machine de stimulation, outil de physiothérapie |
| longueur | 10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou coutume |
| couleur | Noir, gris, blanc, noir et personnalisé |
| Conducteur | Cuivre en conserve |
| paquet | Emballé séparément |

Notre connecteur de tangage de 2,5 mm à double rangée de 2,5 mm à des épingles d'électrode 2,0 mm est une solution de connexion fiable, méticuleusement conçue par notre équipe expérimentée à Dongguan, en Chine. Avec la certification ISO13485, ce câble garantit une précision et une durabilité élevées, ce qui le rend adapté à diverses applications dans les champs médicaux, électroniques et industriels. En tant que fournisseur professionnel et usine, nous offrons des options personnalisables pour répondre aux différentes exigences du projet.

Tout comme nous [Câble électrode personnalisé en 2 pièces](#) et [Fil de fil du connecteur instantané](#), Ce modèle est destiné à être utilisé pour une utilisation à long terme dans des applications thérapeutiques cliniques et personnelles. Chaque fil est fabriqué sous un contrôle de qualité strict dans notre usine basée à Dongguan et est soutenu par des certifications ISO13485 et ISO9001.

Nous fournissons un service de personnalisation complet pour les types de bouchons, les longueurs de fil, les couleurs et les étiquettes pour répondre à votre application spécifique et aux besoins de votre marque. En tant que fournisseur et fabricant professionnel, nous assurons une qualité cohérente et des délais de livraison fiables pour toutes les commandes OEM / ODM.





Certification et conformité:

Le câble répond aux normes strictes pour assurer le plus haut niveau de qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales des systèmes de gestion de la qualité des équipements médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que le produit est fabriqué dans un système de gestion de qualité solide.
- **Approbation de la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Conformez-vous à la réglementation de l'équipement médical de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité des utilisations médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits, et si nous avons des stocks, les échantillons personnalisés nécessiteront des coûts d'installation. Merci de nous avoir demandé de vérifier notre qualité pour les échantillons.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Question 3: Comment va votre usine dans le contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est préférée. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a été certifiée par ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Question 4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser mes articles préférés, tels que l'impression de mon propre logo ou la modification de ma conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Question 5: Délai de livraison et garantie? Quels services de transport utiliserez-vous pour expédier mes produits?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons fournir une garantie de livraison de 12 mois. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Question 6: Où est votre usine? Comment dois-je visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans la troisième. Un bâtiment A, n ° 8, situé à Kangyang 1st Street, Shebei Village, Donggueng, province du Guangdong, Chine