

Nom de produit	Firs de plomb personnalisés de 2,0 dizaines à 2p Câble de physiothérapie à broches mâles par ISO13485 Fabricant HEYMED - Fabricant Direct
application	Machine de stimulation, instrument de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisés
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
Emballer	Emballé individuellement

Informations sur le produit:

Notre [Câble d'extension de la broche d'électrode de 2,0 mm](#) Fournit des connexions fiables et stables pour diverses tests et applications de diagnostic. Ce câble de haute qualité comprend des épingle d'électrode de 2,0 mm masculines de 2,0 mm, qui sont compatibles avec une large gamme d'appareils qui nécessitent une connectivité d'électrode. Le **épingle d'électrode en laiton plaqué en nickel** assurer une excellente conductivité, tandis que le [Fil de cuivre isolé en PVC](#) Fournit la flexibilité et la durabilité pour une utilisation à long terme.

Caractéristiques clés:

- **Design masculin à féminin:** Connexion sécurisée pour prolonger les dispositifs de test d'électrodes.
- **Matériel durable:** Isolation en PVC et laiton plaqué en nickel pour une conductivité et une longévité améliorées.
- **Flexible et fiable:** Longueur de câble de 1 mètre, avec des options pour les longueurs personnalisées pour répondre à vos besoins.
- **Large compatibilité:** Compatible avec une variété d'équipements d'électrode médicale et de laboratoire.
- **Capacité de courant élevée:** Soutient jusqu'à 5A, idéal pour les applications médicales et de laboratoire.

Application:

- Diagnostic médical et électrothérapie
- Équipement de laboratoire et expériences
- Électrodes pour les appareils ECG, EMG, EEG
- Tests électriques et configurations de mesure

Pourquoi nous choisir?

En tant que [Fabricant de câbles d'électrode](#) Basée à Dongguan, en Chine, nous nous spécialisons dans la production de câbles personnalisables de haute qualité pour les industries médicales, de laboratoire et d'électronique. Notre processus de contrôle de la qualité strict garantit que chaque câble répond aux normes de sécurité et de performances les plus élevées.

Pour les autres solutions, se rapportentD à Câbles de test d'électrodes, Connecteurs de dispositifs médicaux , et Extension de l'électrode , CDiable notre gamme complète de produits pour répondre à tous vos besoins de test et de connexion médicale.





Certification et conformité:

Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine