

## Paramètres du produit

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nom du produit                | Connecteur autobloquant Lemo 4P avec double fil d'électrode de 2 mm avec couvercle de protection en plastique |
| connecteur                    | Prise femelle 3,5 mm/4,0 mm et USB Type C mâle  |
| Longueur du câble             | 120 cm ou personnalisé  |
| Couleur du câble              | blanc noir ou personnalisé  |
| Fonction                      | Câble adaptateur de transmission/masseur ECG/EKG/EEG/EMG TENS EMS   |
| Quantité minimale de commande | 500 pièces  |

## Caractéristique du produit :

Les connecteurs push-pull modulaires LEMO série B offrent un verrouillage rapide et sécurisé pour une variété d'applications finales. La broche d'électrode de 2 mm avec couvercle de protection peut également protéger la broche et se conformer à la norme médicale.

Nous pouvons faire de nombreux types [câble médical avec connecteur Lemo](#), comme le câble Ecg Snap, le câble à broches d'électrode, le câble à pince crocodile, le câble à fiche banane, le câble Magetic Snap, etc.

À l'exception du connecteur Lemo en métal, nous avons également un connecteur en plastique redel avec un câble à pression d'électrode ECG, [Fil de plomb ECG EKG EMG EMC Tens](#).

Heymed Situé à Dongguan, assemblage de câbles personnalisés certifié ISO 13485 et ISO 9001, nous pouvons produire des câbles à pression ECG, des plaques négatives et d'autres assemblages de câbles.

## Photos du produit :









**Informations sur l'entreprise. Aperçu**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## FAQ

### **Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander davantage ?**

R : Bien entendu, Heymed fournit des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous demander des échantillons pour vérifier notre qualité.

### **Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?**

R : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

### **Q3 : Comment votre usine se comporte-t-elle en termes de contrôle qualité ?**

Réponse : La qualité est une priorité. Le département QC avec des experts professionnels en assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu les certifications Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001 : 2008. ETC

### **Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?**

R : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

### **Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour expédier mon produit ?**

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS comme clients.

### **Q6 : Où est située votre usine ? Comment puis-je y visiter ?**

Réponse : Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située au troisième. Bâtiment A, n° 8, 1ère rue Kangyang, village de Shebei, ville de Huangjiang, ville de Dongguan, province du Guangdong, Chine