

Paramètres du produit :

Nom du produit	Pince crocodile Audio àut compris à Angle droit de 90 °, 2.0MM, fils de connexion 1 à 2 pour la physiothérapie
Connecteur	Prise audio mâle 3,5 mm et pinces crocodiles
Longueur du câble	100 cm ou personnalisé
Couleur du câble	blanc, gris, noir ou personnalisé
Fonction	Câble adaptateur de transmission/masseur ECG/EKG/EEG/EMG TENS EMS
Quantité minimale de commande	500 pièces

Caractéristiques:

- Nom de production : Prise mâle USB B avec résistance aux broches d'électrode de 2,0 mm, câble ECG à 2 fils pour système de surveillance médicale, usine chinoise
- Connecteur 1 : prise audio mâle 3,5 MM
- Connecteur 2 : pinces crocodiles
- Connecteur 3 : pinces crocodiles
- Couleur du câble : noir, blanc, gris
- Couleur d'injection du moule des broches: rouge, noir
- Heymed Situé à Dongguan, [Assemblage de câbles personnalisés certifié ISO 13485 et ISO 9001](#), nous pouvons produire des câbles à pression ECG, des plaques nageatives et d'autres assemblages de câbles, veuillez cliquer sur [Fournisseur de câbles médicaux Dongguan ECG](#) to apprendre encore plus.


Scénarios d'utilisation :

- **Cliniques de physiothérapie:** Les câbles sont largement utilisés dans divers centres de physiothérapie de rééducation. Il aide les physiothérapeutes à connecter avec précision l'équipement de physiothérapie et le corps des patients pendant des traitements tels que la stimulation électrique, l'entraînement de rééducation musculaire et la détection de la conduction nerveuse. Assure la transmission précise des effets du traitement et améliore la sécurité et l'efficacité du traitement.
- **Soins à domicile:** Avec l'essor des soins de santé à domicile, ce fil conducteur convient également aux équipements de physiothérapie à domicile, permettant aux patients d'effectuer des traitements de rééducation simples à domicile, tels que le soulagement de la douleur chronique et l'entraînement de l'amplitude des mouvements des articulations. Il fournit une solution de connexion fiable pour les soins à domicile et améliore la qualité de vie des patients.
- **Recherche médicale:** Peut être utilisé dans le cadre de la recherche médicale pour collecter des données ECG précises pour des études sur la fonction cardiaque, l'électrophysiologie et les effets des médicaments ou des interventions médicales sur le cœur.

Certification du produit :

- **Certification CE:** Notre câble ECG est conforme aux exigences essentielles de la directive sur les dispositifs médicaux de l'Union européenne, garantissant sa sécurité et ses performances sur le marché européen.
- **Approbation FDA :** Il a obtenu l'approbation de la FDA (le cas échéant), indiquant qu'il répond aux normes strictes de la Food and Drug Administration des États-Unis en matière de dispositifs médicaux. Cela le rend adapté à une utilisation dans le système de santé américain.
- **Conformité RoHS :** Le câble est conforme à la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Il est exempt de substances nocives telles que le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les biphenyles polybromés (PBB) et les éthers diphenyliques polybromés (PBDE), garantissant ainsi le respect de l'environnement.

Photos du produit :





Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander davantage ?

R : Bien entendu, Heymed fournit des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous demander des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?

R : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

Q3 : Comment votre usine se comporte-t-elle en termes de contrôle qualité ?

Réponse : La qualité est une priorité. Le département QC avec des experts professionnels en assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu les certifications Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001 : 2008. ETC

Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?

R : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour expédier mon produit ?

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6 : Où est située votre usine ? Comment puis-je y visiter ?

Réponse : Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située au troisième. Bâtiment A, n° 8, 1ère rue Kangyang, village de Shebei, ville de Huangjiang, ville de Dongguan, province du Guangdong, Chine