

Paramètres du produit

Nom de produit	USB CUSPORY USB C mâle à argent Chlorure EEG EEG TUP et CLIP CLIP DE CLIPS FIRS POUR TENS EMS Dispositifs Fabricant de fil de plomb Dongguan Tens EMS
connecteur	Mâle USB de type C
Longueur de câble	120 cm ou personnalisé
Couleur de câble	noir blanc ou personnalisé
Fonction	Tens EMS Transmission / Massager ECG / EKG / EEG / EMG Câble adaptateur
Quantité de commande minimale	500pcs

Fabriqué par un fournisseur de câbles médical certifié ISO13485 et une usine à Dongguan, en Chine, ce câble USB de type C usb personnalisé à argent EEG EEG et le câble de clip d'oreille est conçu pour la transmission bio-signal à haute fidélité dans les dispositifs thérapeutiques et de diagnostic.

Les ventouses en chlorure d'argent / argent et des clips d'oreille assurent une excellente conductivité à la peau d'électrode et un contact à long terme stable. Cette configuration est idéale pour les applications de thérapie en neuro-surveillance, d'électrothérapie et de TEN / EMS. Pour des configurations similaires, notre [Bouchon de lemo en plastique à 4 fils de 4,0 mm Câble instantané d'électrode](#) fournit une autre option pour la connectivité des dizaines / EMS, tandis que le Câble d'électrode audio de 3,5 mm à EEG convient aux systèmes nécessitant des prises audio standard et des électrodes EEG de chlorure d'argent.


Le [Connecteur USB-C](#) Assure une large compatibilité avec les dispositifs électro-médicaux modernes, tandis que le fil de plomb peut être adapté en longueur, en matériau de veste et en jauge de fil pour répondre aux besoins spécifiques de la clinique ou de la recherche.

Photos du produit:





Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournit des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine