

Paramètres du produit

Nom de produit	Fiche de banane de 4,0 mm personnalisée en usine pour câble de broches d'électrode de 2,0 mm Solution de connectivité de haute qualité de Dongguan China
Connecteur	Branche de 4,0 mm, broche Electrode de 2,0 mm
Longueur de câble	1m ou personnalisé
Couleur de câble	Noir ou personnalisé
Équipements appliqués	EEG, ECG, EMG
Fonction	Signal de transfert
MOQ	100pcs

Notre fiche de banane de 4,0 mm personnalisée sur l'usine sur le câble de broches d'électrode 2,0 mm est conçue pour une transmission fiable du signal dans les applications médicales, de thérapie et de surveillance. Produit à Dongguan, en Chine, par un fabricant et fournisseur de câbles expérimentés, ce câble dispose d'un fil de cuivre à haute conductivité et d'une isolation TPU ou en PVC durable, garantissant à la fois la flexibilité et la longévité. Les connecteurs sont solidement moulés pour une connexion solide et stable lors d'une utilisation dans des équipes de dizaines ou d'EMS. Les commandes OEM et ODM sont les bienvenues, avec des options de personnalisation complètes pour la taille, le type de câble et l'emballage. Nous offrons une livraison rapide et une qualité cohérente en tant que fournisseur direct de câble médical.

Pour les applications nécessitant des configurations multi-plats, notre [Type USB Multifonctionnel 18In1 de type C à 2,0 PIN d'électrode PIN ECG Câble de fils](#) Offre des options de connectivité polyvalente. De plus, pour prolonger la portée des unités de dizaines, considérez notre [Tens Unit Remplacement Fil Fire de 2,0 mm Pin d'électricité Femelle Electrode Cable](#), Conçu pour une intégration transparente avec les systèmes existants.

En tant que fabricant, fournisseur et usine basé à Dongguan, nous nous engageons à répondre à des câbles médicaux personnalisables de haute qualité et personnalisables pour répondre à divers besoins des clients.

Photo de produit:





Info de l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, HEYMED fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé le coût de configuration. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine concernant le contrôle de la qualité?

R: La qualité est la priorité. Le département QC avec spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a obtenu ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Authentication. Etc

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous proposons un service OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits?

R: Notre délai est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme client.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

R: Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située en 3e. Floor, Building A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.