

Nom de produit	Guangdong Factory personnalisé 10 mm agrafe d'alligator de cuivre pur à la sonde magnétique pour le faisceau de fil de physiothérapie
application	Machine de stimulation, instrument de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisés
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
Emballer	Emballé individuellement

Application:

- Fabrication d'équipements de physiothérapie:** Dans les usines de fabrication d'équipements de physiothérapie, qu'il s'agisse d'équipements à grande échelle tels que des chaises de massage et des lits de physiothérapie ou de petits dispositifs de physiothérapie portables, le clip d'alligator de cuivre pur de 10 mm associé à une sonde magnétique peut être utilisé pour les connexions de circuits internes. Cela garantit Les performances stables de l'équipement et aident à produire des produits de haute qualité.
- Entretien de l'équipement de physiothérapie:** Lorsque l'équipement de physiothérapie fonctionne mal et doit être réparé, le personnel de maintenance peut utiliser ce clip d'alligator et cette sonde magnétique pour connecter rapidement l'équipement de test, détecter et dépanner les pièces défectueuses, localiser avec précision les problèmes, raccourcir le temps de maintenance, améliorer l'efficacité de maintenance et permettre la Équipement pour revenir à une utilisation normale dès que possible.
- Physiothérapie quotidienne:** Pour les utilisateurs de la santé - conscients des ménages, lors de l'utilisation d'équipements de physiothérapie à domicile pour les soins de santé quotidiens, la fonction facile - à utiliser de cet accessoire permet une connexion facile à l'équipement. Il répond aux besoins des utilisateurs pour effectuer des opérations de physiothérapie indépendamment et fournit un support de connexion fiable pour la physiothérapie à domicile.

Caractéristiques principales:

- Avantages matériels:** Le [Clip d'alligator de haute qualité](#) est en cuivre pur de 10 mm. Le cuivre pur a une excellente conductivité électrique, qui peut assurer une transmission de courant stable, réduire la perte de signal et fournir un support de puissance stable pour l'équipement de physiothérapie.
- Conception structurelle:** Le [clip La structure a une forte force de serrage et peut fermement contenir divers fils ou interfaces d'équipement. Il peut être utilisé rapidement et de manière stable pour assurer une connexion fiable.](#)
- Caractéristiques de connexion:** La sonde magnétique appariée utilise la force magnétique pour l'adsorption, éliminant le besoin d'actions de bouchons lourds - et - débranchez. Il peut obtenir une connexion rapide, améliorer considérablement l'efficacité du fonctionnement et maintenir un état stable.









Certification et conformité:

Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine