

Nom de produit	Guangdong Factory personnalisé Connecteur audio de 3,5 mm mâle à Alligator Clips Physiothérapie fil pour la thérapie
application	Machine de stimulation, instrument de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisés
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
Emballer	Emballé individuellement

Caractéristiques principales:

- **Interface Avant âge:**Le connecteur audio masculin 3,5 mm a une forte polyvalence et est compatible avec une variété de sources de signal. Le [Alligator Clips Thérapie Câble](#) avoir une prise ferme et sont faciles à utiliser.
- **Personnalisation flexible:**La longueur, la couleur et l'emballage des câbles peuvent être personnalisés en fonction des exigences du client pour répondre aux divers besoins en matière d'approvisionnement.
- **Sûr et durable:**Les matériaux isolants respectueux de l'environnement sont sélectionnés pour éviter les fuites électriques, et les noyaux de cuivre de haute qualité garantissent une transmission stable du signal. La conception structurelle du [Mâle audio de 3,5 mm](#) Le connecteur a été optimisé et les points de contact internes sont faits de matériaux hautement conducteurs. Lorsqu'il est combiné avec des câbles de cuivre de haute qualité, il peut minimiser la perte de transmission du signal.

Application:

- **Utilisation de la famille:** Il peut être facilement lié aux masseurs domestiques et aux dispositifs d'acupuncture et de moxibustion de petite taille, en répondant aux besoins quotidiens de la physiothérapie de la physiothérapie en santé.
- **Cliniques de petite taille:** Il est compatible avec divers instruments, et ses fonctionnalités personnalisables aident les cliniques à fournir des traitements personnalisés.
- **Centres de réadaptation:** Avec ses performances stables, il peut s'adapter à l'utilisation de fréquences élevée dans les centres de réadaptation et assurer les effets thérapeutiques.









Certification et conformité:

Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine