

|                |                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de produit | Factory Direct Personnalisez 4 broches LeMo Male Pild To Pedal Switch Physiotherapy Wire dans Guangdong ISO9001 ISO13485 Cerfited |
| application    | Machine de stimulation, instrument de physiothérapie                                                                              |
| longueur       | 10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisés                                                                                      |
| couleur        | Noir, gris, blanc, noir et personnalisé                                                                                           |
| Conducteur     | Cuivre en conserve                                                                                                                |
| Emballer       | Emballé individuellement                                                                                                          |

### Application:

- **Départements de physiothérapie de l'hôpital:** Il est utilisé dans divers projets de physiothérapie, tels que la thérapie d'électrostimulation, la thérapie thermique, etc., pour aider les patients à soulager la douleur et à favoriser la récupération musculaire.
- **Centres de réadaptation:** Il coopère avec des équipements de réhabilitation professionnels pour aider les patients à la formation de réadaptation post-opératoire et accélérer la récupération des fonctions physiques.
- **Salons de beauté:** Il est appliqué à la fonction d'électrothérapie des instruments de beauté pour obtenir des effets beauté tels que le resserrement de la peau et l'amélioration de la circulation sanguine.

### Caractéristiques principales:

- **Interface haute qualité:** Le durable [connecteur masculin lemo de haute qualité](#) est adopté, qui a une longue fiche - et débranche - dans la durée de vie. Il peut maintenir une connexion électrique stable lors d'une utilisation fréquente, réduire efficacement la résistance de contact et assurer une transmission de courant stable.
- **Conception unique de la ligne:** Avec une structure de 4 - 1, il peut connecter quatre qualité de haute qualité [Clips d'électrode](#) Simultanément, répondre aux besoins de la physiothérapie simultanée sur différentes parties du corps et améliorer l'efficacité du traitement.
- **Câble de performance élevé:** Le câble principal est fait de noyaux de cuivre à haute pureté et recouverts de matériaux isolants de haute qualité. Il a une excellente flexibilité et une capacité anti-interférence. Tout en garantissant la transmission stable des signaux et du courant, il peut efficacement résister à des interférences électromagnétiques externes.

[PLASTIQUE LEMO PLASTIQUE](#)












### **Certification et conformité:**

Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

### **Informations sur l'entreprise. Aperçu**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



# FAQ

## **Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?**

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

## **Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?**

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

## **Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?**

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

## **Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?**

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

## **Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?**

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

## **Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?**

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine