

Nom de produit	Guangdong Professional Custom Physiotherapy Cable 2.0 TUBE ROND TOURS À 2,0 PINS ÉLECTRODE AVEC SR FILD WIRE ISO9001 / 13485, FDA, CE CERTIFIÉ
application	Machine de stimulation, instrument de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisés
couleur	Gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
Emballer	Emballé individuellement

application:

- **Hôpitaux et centres de réadaptation**

Adapté à **Dizaines unités, Appareils EMS**, etc., utilisé pour la récupération postopératoire, les spasmes musculaires et la gestion chronique de la douleur. La ligne de thérapie et les électrodes fournissent une transmission de courant stable pour ces appareils, aidant les patients à accélérer la récupération et à soulager la douleur.

- **Thérapie physique et gestion de la douleur**

Appliqué dans **dispositifs d'électrothérapie à basse fréquence, dispositifs d'électrothérapie pulsés**, etc., pour le traitement des conditions comme l'arthrite, la sciatique et la douleur au cou et à l'épaule. Le produit garantit que même le flux de courant, améliore la circulation sanguine, atténue la douleur et favorise la récupération musculaire.

- **Soins à domicile et bien-être personnel**

Adapté à l'utilisation à domicile **Dizaines unités** or **Stimulateurs musculaires EMS**, offrant aux utilisateurs un moyen pratique de détendre les muscles, de soulager la douleur et de se remettre de la fatigue. Les électrodes et la ligne de thérapie garantissent une transmission de courant sûre, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer facilement des soins personnels à la maison.

- **Récupération des athlètes et médecine sportive**

Largement utilisé dans **dispositifs d'électrothérapie de récupération sportive, stimulateurs électriques**, etc., pour aider les athlètes à récupérer les muscles, à réduire la douleur et la fatigue post-exercice et à favoriser la réparation des muscles et la circulation sanguine, à accélérer le processus de récupération.

Caractéristiques principales:

- **Traitement efficace:** Avec **2.0 électrodes**, favorisant efficacement la stimulation des tissus profonds et améliorer les résultats du traitement.
- **Certifications professionnelles:** Le produit est certifié avec ISO9001, ISO13485, FDA, CE et MDR, assurant la sécurité et la haute qualité dans le monde.
- **Service de personnalisation:** Notre usine offre une personnalisation basée sur les besoins spécifiques au client, y compris la longueur d'électrode, les combinaisons d'accessoires et les options d'emballage.
- **Durabilité élevée:** Fabriqué à partir de matériaux de qualité médicale de haute qualité, assurant une excellente durabilité et une stabilité pour une utilisation à long terme.

- **Large application:** Convient à divers dispositifs médicaux, en particulier pour une utilisation dans l'électrothérapie, la physiothérapie et les équipements de réadaptation.
- **Configuration flexible:** Électrodes, extrémités du tube rond et composants de curseur
Peut être combiné de manière flexible en fonction de différents besoins, en répondant aux exigences personnalisées.







Certification et conformité:

Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine