

Nom de produit	Connecteur féminin DB15pin de haute qualité au câble électrode SR 13-lead de 4,0 mm Câble de dizaines EMS personnalisable du fabricant de China Dongguan
application	Machine de stimulation, instrument de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou personnalisés
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
Emballer	Emballé individuellement

Ce câble médical d'électrode SNAC à 4,0 mm d'électrode SR de 4,0 mm SR à 13 mm est conçu pour une utilisation à haute performance et à long terme dans les dispositifs d'électrothérapie et de diagnostic. Il dispose d'un connecteur féminin DB15 sécurisé et d'un design relié à la déformation qui se connecte à 13 fils de plomb indépendants, chacun se terminant par un connecteur SNAP féminin de 4,0 mm.

Fabriqué avec l'isolation TPU de qualité médicale et les fils codés en couleur pour une identification facile, ce câble offre une durabilité, une sécurité des patients et une transmission de signal à faible bruit. Il est idéal pour l'intégration dans les dizaines d'unités, les stimulateurs EMS, les moniteurs ECG / EKG et d'autres systèmes de diagnostic bioélectriques. Pour les applications nécessitant moins de prospects, notre [Câble médical de fil de fil ECG / EKG ECG / EKG](#) offre une solution compacte et fiable. De plus, pour les appareils modernes avec les ports USB-C, considérez notre [Câble mâle de Type-C avec boucle d'oreille en silicone à 4,0 mm Câble de plomb d'électrode femelle de 4,0 mm](#) pour une compatibilité accrue.

En tant que fabricant et fournisseur de câbles médicaux professionnels basés à Dongguan, en Chine, nous prenons en charge la personnalisation OEM / ODM pour diverses configurations et longueurs. Tous nos produits sont fabriqués conformément aux normes ISO13485 et ISO9001, garantissant une qualité fiable et une compatibilité mondiale.





Certification et conformité:

Ce câble répond aux normes strictes pour garantir les niveaux de plus haute qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales pour les systèmes de gestion de la qualité des dispositifs médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que les produits sont fabriqués dans un système de gestion de la qualité solide.
- **Approuvé par la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Se conforme au règlement des dispositifs médicaux de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité à des fins médicales.

Informations sur l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous avoir demandé des échantillons pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine en termes de contrôle de la qualité?

Réponse: La qualité est la priorité. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme l'impression de notre propre logo ou la modification de la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition allez-vous utiliser pour expédier mon produit?

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines, et nous pouvons fournir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

Réponse: Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans le troisième. Bâtiment A, n ° 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Province du Guangdong, Chine