

Nom de produit	M12 M16 Connecteur mâle à 4 broches à Dual 4,0 mm Magnetic Femed Snap Lead Wire Cable pour ECG   Fabricant ISO13485 Dongguan
application	Machine de stimulation, outil de physiothérapie
longueur	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou coutume
couleur	Noir, gris, blanc, noir et personnalisé
Conducteur	Cuivre en conserve
paquet	Emballé séparément

Fabriqué par un fournisseur de câbles médical professionnel à Dongguan, en Chine, ce câble de connecteur M12 ou M16 à 4ins M12 ou M16 dispose de deux bornes magnétiques magnétiques de 4,0 mm, ce qui le rend idéal pour la physiothérapie et les systèmes de réadaptation. Câbles instantanés magnétiques similaires, comme notre [2.0 Electrode aiguille à double câble instantané magnétique de 3,5 mm / 4,0 mm](#), sont également largement utilisés dans les applications de dizaines et EMS en raison de leur compatibilité et de leur facilité d'utilisation.

La forte conception magnétique assure une connexion rapide avec des coussinets d'électrodes tout en empêchant le détachement accidentel. La veste TPU ou PVC du câble est résistante à la fatigue fléchie et assure une utilisation sûre dans les environnements cliniques ou domestiques. La fiche M12 / M16 à 4 pins fournit une interface sécurisée avec de nombreux dispositifs de stimulation médicale, y compris ceux utilisés pour les applications TENS, EMS, ECG et EMG, tout comme notre [Plug LeMO à un câble de plomb de 4,0 mm plaqué or](#), qui est généralement sélectionné pour les systèmes ECG et de réadaptation.

Entièrement personnalisable en longueur, en couleur et en emballage, ce produit est fabriqué conformément aux normes ISO13485 et ROHS, en soutenant les services OEM et ODM.





### **Certification et conformité:**

Le câble répond aux normes strictes pour assurer le plus haut niveau de qualité et de sécurité dans le domaine médical:

- **ISO 13485:** La certification garantit le respect des normes internationales des systèmes de gestion de la qualité des équipements médicaux.
- **ISO 9001:** Assurez-vous que le produit est fabriqué dans un système de gestion de qualité solide.
- **Approbation de la FDA:** Le produit est enregistré auprès de la US Food and Drug Administration et répond à ses normes de dispositifs médicaux.
- **Certification CE MDR:** Conformez-vous à la réglementation de l'équipement médical de l'UE (MDR) pour assurer la sécurité et l'efficacité des utilisations médicales.

### **Informations sur l'entreprise. Aperçu**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?**

R: Bien sûr, Heymed fournira des échantillons gratuits, et si nous avons des stocks, les échantillons personnalisés nécessiteront des coûts d'installation. Merci de nous avoir demandé de vérifier notre qualité pour les échantillons.

## **Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?**

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

## **Question 3: Comment va votre usine dans le contrôle de la qualité?**

Réponse: La qualité est préférée. Le département QC avec des experts professionnels d'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a été certifiée par ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ETC

## **Question 4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser mes articles préférés, tels que l'impression de mon propre logo ou la modification de ma conception?**

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

## **Question 5: Délai de livraison et garantie? Quels services de transport utiliserez-vous pour expédier mes produits?**

R: Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons fournir une garantie de livraison de 12 mois. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme clients.

## **Question 6: Où est votre usine? Comment dois-je visiter?**

Réponse: Bien sûr. Nous sommes heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située dans la troisième. Un bâtiment A, n ° 8, situé à Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguang, province du Guangdong, Chine