

Paramètres du produit

Nom de produit	Micro 5P Male Pild & 4,0 mm Electrode Femed Snap à 3 Leads 4,0 mm Câble SNAP
Connecteur	3,5 mm / 4,0 mm Femelle Snap à Micro 5P mâle
Longueur de câble	50 cm ou personnalisé
Couleur de câble	Noir blanc ou personnalisé
Fonction	Tens EMS Transmission / Massager ECG / EKG / EEG / EMG Câble adaptateur
MOQ	100pcs

Ce **Câble électrode à 3 plats** est conçu pour relier une gamme de dispositifs médicaux tels que les dizaines d'unités, les stimulateurs musculaires EMS et les moniteurs ECG. Avec un **Micro 5P Male Plug** à une extrémité et trois **Connecteurs de snap féminins de 4,0 mm** De l'autre, il assure un contact stable et sécurisé avec des coussinets d'électrode pendant le traitement du patient.

Fabriqué par un ISO13485 & ISO9001 Certified Medical Cable Factory à Dongguan, Chine , ce produit adhère aux normes de qualité internationales et est largement utilisé dans la physiothérapie professionnelle et l'équipement de stimulation bioélectrique.

Notre équipe fournit Fils de plomb SNAP personnalisés OEM / ODM , y compris les longueurs réglables, les couleurs de gaine de câble et les options de marque pour l'étiquetage privé.

En tant que fiable Fournisseur chinois de câbles d'électrode médicale , nous assurons un revirement de production rapide, un contrôle de qualité strict et un service B2B réactif pour les marques de soins de santé, les fabricants d'équipements et les importateurs mondiaux

Photo de produit:





Info de l'entreprise. Aperçu



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Puis-je démarrer un exemple de commande avant de commander plus?

R: Bien sûr, HEYMED fournit un échantillon gratuit si nous avons des stocks, un échantillon personnalisé doit être facturé le coût de configuration. Nous apprécions que vous nous demandiez un échantillon pour vérifier notre qualité.

Q2: Quels méthodes de paiement acceptez-vous?

R: Paypal, T / T, Bank Transfer, Western Union et L / C

Q3: Comment va votre usine concernant le contrôle de la qualité?

R: La qualité est la priorité. Le département QC avec spécialiste professionnel de l'assurance qualité attache une grande importance au contrôle de la qualité du tout début à la toute fin. Notre usine a obtenu ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Authentication. Etc

Q4: Usine? Oui! Puis-je personnaliser les éléments que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier la conception?

R: Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous proposons un service OEM / ODM. Veuillez nous contacter ou notre représentant commercial pour plus de détails.

Q5: Délai de livraison et garantie? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour mes produits?

R: Notre délai est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois de la livraison. Nous utilisons DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS comme client.

Q6: Où se trouve votre usine? Comment puis-je y visiter?

R: Bien sûr. Nous sommes plus qu'heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située en 3e. Floor, Building A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chine.