

## Paramètres du produit :

Nom du produit	Fiches banane empilables 2 en 1 personnalisées vers câble de connecteur femelle DC5521 pour la connectivité des dispositifs médicaux
Connecteur	Fiche banane mâle et connecteur femelle DC5521
Longueur du câble	30 cm ou personnalisé
Couleur du câble	blanc, gris, noir ou personnalisé
Fonction	Câble adaptateur de transmission/masseur ECG/EKG/EEG/EMG TENS EMS
Quantité minimale de commande	500 pièces

## Caractéristiques:

- **Nom du produit:** Fiches banane empilables 2 en 1 personnalisées vers câble de connecteur femelle DC5521 pour la connectivité des dispositifs médicaux
- **Conception multifonctionnelle un à deux:** Élargir la flexibilité de connexion des équipements et répondre aux exigences d'alimentation électrique des différents modules de moniteurs physiologiques à double canal.
- **Extension de compatibilité:** Compatible avec plusieurs équipements médicaux traditionnels, peut être connecté de manière flexible à différents modèles de détecteurs et d'appareils thérapeutiques, réduisant ainsi le coût d'adaptation de l'équipement.
- **Structure compacte :** La structure globale est conçue de manière compacte. Sur la base du respect des exigences de performances électriques, il minimise l'espace occupé pour faciliter l'intégration dans les cavités étroites de divers équipements médicaux.
- **Couleur du câble :** noir, blanc, gris ou personnalisé
- **Couleur d'injection de moule d'épingles:** Rouge, Noir
- **Heymed** L'électronique est largement appliquée dans le domaine médical. C'est [câble de fiches bananes](#) et les câbles médicaux à connecteur DC5521 fournissent des connexions fiables pour divers types d'équipements dans les salles d'opération, les services, la recherche médicale et d'autres scénarios.

## Scénarios d'utilisation :

- **Centre de physiothérapie de réadaptation :** Utilisé pour connecter divers appareils de physiothérapie par stimulation électrique avec des patches d'électrodes pour transmettre avec précision le courant et aider la fonction corporelle à récupérer.
- **Cliniques de réadaptation sportive :** Associé à des équipements de surveillance sportive et à des appareils d'entraînement de rééducation pour fournir un retour en temps réel des données sportives, aidant les entraîneurs à ajuster les plans d'entraînement de rééducation en fonction des données et à améliorer les effets de la rééducation.
- **Scénarios de physiothérapie à domicile :** Rendre l'équipement de physiothérapie portable compatible avec les alimentations électriques domestiques, permettant aux


patients d'effectuer une physiothérapie simple à domicile selon les ordres du médecin.

## **Certification du produit :**

- **Certification CE:** Notre câble ECG est conforme aux exigences essentielles de la directive sur les dispositifs médicaux de l'Union européenne, garantissant sa sécurité et ses performances sur le marché européen.
- **Approbation FDA :** Il a obtenu l'approbation de la FDA (le cas échéant), indiquant qu'il répond aux normes strictes de la Food and Drug Administration des États-Unis en matière de dispositifs médicaux. Cela le rend adapté à une utilisation dans le système de santé américain.
- **Conformité RoHS :** Le câble est conforme à la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Il est exempt de substances nocives telles que le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les biphényles polybromés (PBB) et les éthers diphényles polybromés (PBDE), garantissant ainsi le respect de l'environnement.

## **Photos du produit :**













**Informations sur l'entreprise. Aperçu**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

## FAQ

### **Q1 : Puis-je commencer une commande d'échantillon avant d'en commander davantage ?**

R : Bien entendu, Heymed fournit des échantillons gratuits si nous les avons en stock, les échantillons personnalisés nécessitent des frais d'installation. Merci de nous demander des échantillons pour vérifier notre qualité.

### **Q2 : Quels modes de paiement acceptez-vous ?**

R : PayPal, T/T, virement bancaire, Western Union et L/C

### **Q3 : Comment votre usine se comporte-t-elle en termes de contrôle qualité ?**

Réponse : La qualité est une priorité. Le département QC avec des experts professionnels en assurance qualité attache une grande importance au contrôle qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu les certifications Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001 : 2008. ETC

### **Q4 : Usine ? Oui! Puis-je personnaliser les articles que j'aime, comme imprimer notre propre logo ou modifier le design ?**

R : Oui, nous sommes une usine avec plus de 100 employés. Nous fournissons des services OEM/ODM. Veuillez nous contacter ou contacter notre représentant commercial pour plus de détails.

### **Q5 : Délai de livraison et garantie ? Quel service d'expédition utiliserez-vous pour expédier mon produit ?**

R : Notre délai de livraison est d'environ 2 à 4 semaines et nous pouvons offrir une garantie de 12 mois à compter de la livraison. Nous utilisons DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS comme clients.

### **Q6 : Où est située votre usine ? Comment puis-je y visiter ?**

Réponse : Bien sûr. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dongguan et de vous montrer notre lieu de travail. Notre usine est située au troisième. Bâtiment A, n° 8, 1ère rue Kangyang, village de Shebei, ville de Huangjiang, ville de Dongguan, province du Guangdong, Chine