

2.0 Ago dell'elettrodo girevole doppio 3,5 mm 4,0 mm L=1,5 cm Cavo magnetico a scatto bianco per terapia fisica

illustrare:

Termini commerciali: FOB Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacità produttiva: 1.000.000 di pezzi al mese

Metodo di pagamento: T/T, Paypal, Western Union

Luogo di origine: Dongguan, Cina

Tempi di consegna: il tempo di consegna del campione è di 3-7 giorni, la produzione di massa è di circa 15-20 giorni

Certificato: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Spedizione: aerea, marittima o Fedex, DHL, UPS

Quantità minima di ordine: 500 PZ

La fabbrica di bottoni a pressione magnetici Haimed Technology fornisce bottoni a pressione magnetici di alta qualità. Non è solo un pulsante magnetico. Haimed è sempre stato un produttore professionale di fili per pulsanti magnetici personalizzati in Cina, con supporto di pulsanti per elettrodi, ad esempio, [Cavo per elettrodi magnetici a scatto ECG a 3 derivazioni con jack stereo da 3,5 mm](#), E [Cavo connettore ECG maschio a scatto DuPont femmina da 2,54 mm](#),E [Connettore a 20 pin per cavo ECG femmina con elettrodo da 4,0 mm](#),E [Cavo per elettrodi a scatto USB A maschio a 3,5 mm 4,0 mm 5,0 mm femmina con controllo dell'alimentazione commutata](#) eccetera.

Qualità del prodotto garantita per più di 12 mesi, conforme agli standard RoHS e Reach e certificata

Haimed ha superato la certificazione di gestione della qualità dei dispositivi medici I S O 13485, la registrazione internazionale della gestione della qualità I S O 9 0 0 1 e la registrazione del sistema di gestione ambientale I S O 1 4 0 0 1, e i suoi prodotti hanno superato i rapporti di prova UL, CQC, CE, SGS