

Parametri del prodotto

| | |
|---------------------------|--|
| Nome prodotto | Elettrodo dual conduttivo 2P da 2,5 mm con elettrodo in tessuto non tessuto bianco Produttore di accessori medici Dongguan |
| Connettore | Pulsante a scatto da 2,5 mm |
| Materiale | Tessuto non tessuto |
| Colore | Bianco |
| Apparecchiature applicate | Medico dell'ospedale, macchina disfagia |
| Funzione | Servizi sanitari medici, inghiottire la fisioterapia |
| Moq | 500pcs |

Prodotto da un fornitore di accessori medici certificato ISO 13485 professionista a Dongguan, in Cina, questo elettrodo dual conduttivo 2p da 2,5 mm combina ingegneria di precisione con il comfort del paziente. Per i medici che necessitano di alternative versatili, considera il nostro [Jack audio da 2,5 mm con doppio cavo di clip auricolare](#), con un connettore audio maschile da 2,5 mm e elettrodi auricolari riutilizzabili in acciaio inossidabile, anche certificato ISO 13485 e ideale per decine, EMS, fisioterapia e applicazioni di agopuntura

Il pad dell'elettrodo in tessuto non tessuto bianco offre prestazioni traspiranti e leggeri garantendo al contempo una forte adesione senza irritare la pelle. Il connettore a 2 pin da 2,5 mm è compatibile con una vasta gamma di decine, EMS e macchine per la fisioterapia, rendendolo una soluzione versatile per cliniche, centri di riabilitazione e uso di terapia personale. Per una soluzione di connessione più compatta ma solida, puoi anche esplorare il nostro [Connettore a doppia fila da 4-pin da 2,5 mm a 2,0 mm cavo del perno elettrodo](#), Ingegnerizzato per uso ad alta precisione e duratura in contesti terapeutici clinici o personali e completamente personalizzabili.

Foto del prodotto:





Informazioni dell'azienda. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?

A: Certo, HeyMed fornisce un campione gratuito Se abbiamo stock, il campione personalizzato deve essere addebitato il costo di configurazione. Apprezziamo che tu ci chiedi un campione per controllare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

D3: Come sta la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?

A: La qualità è prioritaria. Il dipartimento QC con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità fin dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

Q4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

D5: Tempo di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire una garanzia di 12 mesi dalla consegna. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come cliente.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

A: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti in giro per il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel 3 °. Pavimento, costruzione A, n. 8 Kangyang 1st Street, villaggio di Shebei, città di Huangjiang, città di Dongguan, Guangdong, Cina.