

Il nostro limite elettrodo EEG universale a 32 canali è progettato seguendo il sistema di posizionamento dell'elettrodo 10-20 riconosciuto a livello internazionale. Garantisce una registrazione precisa e stabile del segnale cerebrale, rendendolo ideale per la diagnostica clinica, la ricerca cognitiva e l'allenamento del neurofeedback. Realizzato in tessuto elastico di alta qualità, il cappuccio offre una vestibilità comoda per l'uso a lungo termine e può essere accoppiato senza soluzione di continuità [fili di piombo EEG di alta qualità](#) Per migliorare la trasmissione del segnale durante le sessioni di monitoraggio.

Prodotto da un principale fornitore di accessori EEG e in fabbrica con sede a Dongguan, in Cina, forniamo opzioni di personalizzazione per soddisfare le esigenze specifiche del progetto, inclusi materiali di elettrodi, tipi di connettore e dimensioni diverse. Per migliorare ulteriormente l'affidabilità della raccolta dei dati delle onde cerebrali, il nostro limite può essere utilizzato insieme a [patch di elettrodi medici professionali](#), garantendo una migliore chiarezza di contatto e segnale. Controllo di qualità affidabile e consegna globale rapida garantiscono un'esperienza e prestazioni utente eccellenti. Sono disponibili servizi OEM e ODM.






Certificazione e conformità:

Questo cavo soddisfa gli standard rigorosi per garantire i livelli di altissima qualità e di sicurezza nel campo medico:

- **ISO 13485:** La certificazione garantisce la conformità agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici.
- **ISO 9001:** Assicurarsi che i prodotti siano fabbricati in un sistema di gestione della qualità del suono.
- **FDA approvato:** Il prodotto è registrato presso la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e soddisfa i suoi standard di dispositivi medici.
- **Certificazione CE MDR:** È conforme al regolamento sui dispositivi medici dell'UE (MDR) per garantire sicurezza e efficacia per uso medico.

Informazioni sulla società. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?

A: Naturalmente, HeyMed fornirà campioni gratuiti se li abbiamo in magazzino, i campioni personalizzati richiedono commissioni di installazione. Grazie per averci chiesto ai campioni di controllare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

D3: Come fa la tua fabbrica in termini di controllo di qualità?

Risposta: la qualità è prioritaria. Il dipartimento QC con esperti di garanzia di qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto la certificazione ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

Q4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Forniamo servizi OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

D5: Tempo di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per spedire il mio prodotto?

A: I nostri tempi di consegna sono di circa 2-4 settimane e possiamo fornire una garanzia di 12 mesi dalla consegna. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come clienti.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

Risposta: ovviamente. Siamo molto felici di darvi il benvenuto a Dongguan e mostrarvi il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel terzo. Building A, n. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincia del Guangdong, Cina