

Termini commerciali: FOB shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacità produttiva: 1.000.000 di pezzi al mese

Pagamento: T/T, Paypal, Western Union

Luogo di origine: Dongguan, Cina

Tempi di consegna: tempo di consegna del campione 3-7 giorni, la produzione di massa è di circa 15-20 giorni

Certificati:UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Spedizione: via aerea, via mare o Fedex, DHL, UPS


MOQ: 500 PZ

Caratteristiche:

1. **Costruzione di alta qualità:** Realizzato con materiali di prima qualità, questo cavo garantisce durata e longevità, anche in ambienti medici esigenti.
2. **Trasmissione precisa del segnale:** Progettato per fornire una trasmissione del segnale precisa e affidabile, mantenendo l'integrità dei dati medici per diagnosi e analisi accurate.
3. **Compatibilità universale:** Compatibile con un'ampia gamma di apparecchiature mediche, tra cui macchine EEG (elettroencefalografia), monitor ECG (elettrocardiografia), dispositivi EMG (elettromiografia), unità TENS (stimolazione elettrica transcutanea dei nervi) e altro ancora.
4. **Connessioni doppie per elettrodi con pin da 2,0 mm:** Dispone di doppi connettori pin da 2,0 mm, che garantiscono una connessione sicura e stabile con gli elettrodi medicali per un'acquisizione dati coerente e ininterrotta.
5. **Interfaccia jack da 3,5 mm:** Dotato di un'interfaccia jack standard da 3,5 mm, che consente una connettività perfetta con dispositivi come computer, tablet, smartphone e sistemi di registrazione medica.
6. **Opzioni di lunghezza flessibili:** Disponibile in varie lunghezze per adattarsi a diversi allestimenti e configurazioni, offrendo flessibilità nelle procedure mediche e negli esperimenti.

7. **Facile da usare:** Il design plug-and-play garantisce installazione e funzionamento senza problemi, facendo risparmiare tempo e fatica a professionisti medici e ricercatori.
8. **Sicuro e affidabile:** Conforme agli standard di settore in materia di sicurezza e prestazioni, offre tranquillità durante le procedure mediche e il monitoraggio dei pazienti.
9. **Applicazioni versatili:** Adatto per un'ampia gamma di applicazioni mediche, inclusi studi neurologici, monitoraggio cardiaco, valutazione dell'attività muscolare, gestione del dolore e terapia riabilitativa.
10. **Grado professionale:** Scelto da professionisti medici, ricercatori, educatori e istituzioni sanitarie di tutto il mondo per la sua qualità e prestazioni in contesti clinici e di ricerca.

Il cavo dell'elettrodo a pin con jack da 3,5 mm Riferimento disegno:



Heymed Technology è un produttore leader in Cina per [cavi medicali](#) e accessori, chiusura magnetica [cavo dell'elettrodo](#) con jack audio da 3,5 mm, che non è solo una determinata specifica dei cavi a scatto magnetici, Heymed fa sempre il meglio per la personalizzazione, che fornisce le diverse specifiche di cablaggio, cavo, lunghezza personalizzata, numero di cavi degli elettrodi a scatto.

Qualità dei prodotti garantita per oltre 12 mesi e conformità RoHS, Reach e certificazione

Hemed ha già certificato ISO 13485 Gestione della qualità dei dispositivi medici, registrazione I S O 9 0 0 1 per la gestione della qualità internazionale e registrazione I S O 1 4 0 0 1 per il sistema di gestione ambientale e i prodotti hanno superato i rapporti di prova UL, CQC, CE, SGS