

Parametri del prodotto

Nome prodotto	Connettore maschile da 6 pin per aprire il filo per la macchina per terapia fisica Dongguan ISO13485 Fornitore di cavi medici certificati
Connettore	Connettore maschile a 6 pin Din
Lunghezza del cavo	50 cm o personalizzato
Colore del cavo	Bianco nero o personalizzato
Funzione	TENS EMS Trasmissione/Massager ECG/EKG/EEG/Adattatore EMG
Moq	500pcs


Prodotto da una fabbrica di cavi medici certificati ISO13485 professionale a Dongguan, in Cina, questo connettore maschile a 6 pin per il cavo a filo aperto offre prestazioni ad alta affidabilità per macchine per terapia fisica, dispositivi di riabilitazione e attrezzature di stimolazione neuromuscolare.

Come esempio della nostra gamma di prodotti, consultare il nostro [Plug -audio maschile da 6,35 mm personalizzato a doppio cavo connettore a scatto femmina da 3,5 mm con 2 lead](#)—Uno cavo di terapia di alta qualità prodotto dal nostro impianto certificato Dongguan ISO13485 per applicazioni TENS/EMS.

La spina maschile DIN ingegnerizzata di precisione garantisce un contatto elettrico sicuro, mentre l'estremità del filo aperto consente connessioni versatili e una facile personalizzazione. Utilizzando l'isolamento in PVC o silicone di livello medico, il cavo offre durata, biocompatibilità e flessibilità superiore, ideale per un uso clinico frequente.


In qualità di fornitore e impianto di cavi medici Dongguan di fiducia, forniamo soluzioni personalizzate, tra cui la lunghezza del cavo, il manometro e le configurazioni del connettore, soddisfacendo diversi requisiti OEM e ODM per applicazioni di fisioterapia e riabilitazione. Ad esempio, produciamo anche il [Tappo di lemo in metallo a forma di L a 4 perno a 316 cavo di terapia con connettore in acciaio inossidabile](#), completamente personalizzabile e certificato sotto ISO 13485, su misura per dispositivi terapeutici come TENS, EMS e sistemi di stimolazione bioelettrica.

Foto del prodotto:





Informazioni dell'azienda. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?

A: Certo, HeyMed fornisce un campione gratuito. Se abbiamo stock, il campione personalizzato deve essere addebitato il costo di configurazione. Apprezziamo che tu ci chiedi un campione per controllare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

D3: Come sta la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?

A: La qualità è prioritaria. Il dipartimento QC con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità fin dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

Q4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

D5: Tempo di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire una garanzia di 12 mesi dalla consegna. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come cliente.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

A: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti in giro per il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel 3 °. Pavimento, costruzione A, n. 8 Kangyang 1st Street, villaggio di Shebei, città di Huangjiang, città di Dongguan, Guangdong, Cina.