

Cavo audio maschio da 3,5 mm, orecchino in silicone, cavo per elettrodo di decine a scatto femmina 4.0 per l'attività di trasferimento dati del dispositivo di fisioterapia

Immagine del prodotto:





La fabbrica di bottoni a pressione per elettrodi con tecnologia Heymed fornisce alta qualità .

Heymed è sempre stato un produttore professionale di fili per pulsanti magnetici personalizzati in Cina, con pulsanti di supporto per elettrodi, come ad esempio [Jack audio stereo da 3,5 mm ad angolo retto al cavo dell'elettrodo ECG EEG con pulsante a scatto ECG da 2,5 mm a 3 conduttori](#) , Cavo per decine di elettrodi DC 2,35 mm maschio a doppio cavo a scatto Ecg da 3,5 mm 4,0 mm e [Jack audio TRS 1/4 da 6,35 mm a doppio cavo da 4,0 mm femmina ECG Snap Shiedling Wire Tens](#) eccetera.

Supporto personalizzato personalizzato in diversi colori, connettori, materiali e così via. Se hai domande o hai bisogno di ulteriori dettagli, non esitare a contattarci.

Qualità del prodotto garantita per più di 12 mesi, conforme agli standard RoHS e Reach e certificata

Heymed ha superato la certificazione di gestione della qualità dei dispositivi medici I S O 13485, la registrazione internazionale della gestione della qualità I S O 9 0 0 1 e la registrazione del sistema di gestione ambientale I S O 1 4 0 0 1, e i suoi prodotti hanno superato i test UL, CQC, CE e SGS.