

Nome prodotto	Cavo clip del sensore di ossigeno da 3,5 mm personalizzato Produttore di cavi medici Dongguan
applicazione	Macchina di stimolazione, strumento di terapia fisica
lunghezza	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizzato
colore	Nero, grigio, bianco, nero e personalizzato
Materiale del conduttore	Rame in scatola
pacchetto	Confezionato separatamente


Prodotto da un fornitore e fabbrica di cavi medici cerciti ISO13485 a Dongguan, in Cina, questo cavo audio da 3,5 mm a clip di ossigeno nel sangue viene progettato per le prestazioni del segnale affidabile nelle applicazioni di ossimetria e monitoraggio dei pazienti. Il cavo utilizza la giacca TPU o PVC biocompatibile per garantire flessibilità, sicurezza e comfort per l'uso di salute clinica o personale.

- **[Brack audio da 3,5 mm ad angolo destro da 90 ° a cavo a scatto ECG da 4,0 mm Electrode](#)** -Questo cavo compatto in stile gomito presenta un jack audio da 3,5 mm ad angolo retto su un'estremità e un connettore a scatto ECG da 4,0 mm sull'altro. È "S CE, ROHS, certificato FCC, personalizzabile in lunghezza e colore di 30 cm, perfetta per spazi ristretti o connessioni senza stress in terapia o dispositivi di monitoraggio
- **[Connettore Metallemo auto -blocco 6 - Pin a DB9 SPO₂ Sensore Extension Cavo](#)** - Questo cavo di estensione di livello medico pesante presenta un connettore Lemo metallico autoconnettente all'interfaccia DB9, lunghezza personalizzabile e colore medico.

La clip di ossigeno nel sangue (sensore di dito o orecchio) è disponibile in dimensioni adulte, pediatriche o neonatali e supporta opzioni sia riutilizzabili che monouso. Il connettore da 3,5 mm è compatibile con molti pulsossimetri portatili, monitor di salute indossabili e dispositivi diagnostici medici.

Ideale per soluzioni OEM/ODM, questo cavo può essere completamente personalizzato in termini di lunghezza, colore e tipi di connettore. Sostenuto da anni di esperienza come impianto di cavo medico e venditore a Dongguan, garantiamo una produzione di alta qualità, tempi di consegna rapidi e supporto globale B2B.





Certificazione e conformità:

Il cavo soddisfa gli standard rigorosi per garantire il massimo livello di qualità e sicurezza nel campo medico:

- **ISO 13485:** La certificazione garantisce la conformità agli standard internazionali dei sistemi di gestione della qualità delle apparecchiature mediche.
- **ISO 9001:** Assicurarsi che il prodotto sia prodotto in un sistema di gestione della qualità del suono.
- **Approvazione della FDA:** Il prodotto è registrato presso la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e soddisfa i suoi standard di dispositivi medici.
- **Certificazione CE MDR:** Conformarsi al regolamento sulle attrezzature mediche dell'UE (MDR) per garantire la sicurezza e l'efficacia degli usi medici.

Informazioni sulla società. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?

A: Naturalmente, HeyMed fornirà campioni gratuiti e se abbiamo azioni, i campioni personalizzati richiederanno costi di installazione. Grazie per averci chiesto di controllare la nostra qualità per i campioni.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

Domanda 3: come sta facendo la tua fabbrica nel controllo di qualità?

Risposta: la qualità è preferita. Il dipartimento QC con esperti di garanzia di qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica è stata certificata da ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

Domanda 4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare i miei articoli preferiti, come stampare il mio logo o modificare il mio design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Forniamo servizi OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

Domanda 5: Tempo di consegna e garanzia? Quali servizi di trasporto utilizzerai per spedire i miei prodotti?

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo fornire una garanzia di consegna di 12 mesi. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come clienti.

Domanda 6: dov'è la tua fabbrica? Come dovrei visitare?

Risposta: ovviamente. Siamo lieti di darvi il benvenuto a Dongguan e mostrarvi il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel terzo. Un edificio A, n. 8, situato a Kangyang 1st Street, villaggio di Shebei, Dongguacheng, Provincia del Guangdong, Cina