

## Parametri del prodottoA:

Nome prodotto	Connettore mangtico per pin pogo da 10 pin personalizzato a 10 cavi ECG a scatto femmina da 4,0 mm
connettore	3,5 mm/4,0 mm maschio femmina e pogo
Lunghezza del cavo	80 cm o personalizzato
Colore del cavo	bianco, grigio, nero o personalizzato
Funzione	TENS EMS Trasmissione/Massager ECG/EKG/EEG/Adattatore EMG
Quantità di ordine minimo	500pcs

Prodotto da un fornitore di cavi medici certificato ISO 13485 professionista a Dongguan, in Cina, questo cavo ECG combina ingegneria di precisione con prestazioni robuste. Il design del connettore magnetico POGO garantisce un contatto sicuro, una bassa resistenza e una trasmissione elettrica costante, riducendo la perdita del segnale durante il monitoraggio.

I cavi a scatto femmine da 4,0 mm sono compatibili con più cuscinetti per elettrodi, garantendo la versatilità attraverso una vasta gamma di ECG e apparecchiature diagnostiche. L'isolamento in PVC o silicone di livello medico offre flessibilità e biocompatibilità, garantendo un uso sicuro e confortevole durante il monitoraggio dei pazienti a lungo termine. Per configurazioni multi-paziente o multicanale, vedi il nostro [Cavo di monitoraggio ECG ELETTRO ELEIDI MULTI](#)

Cerchi altri cavi medici compatibili? Controlla il nostro [Connettore a molla magnetica 9pin su terminale ad anello rotondo da 2,0 mm con 5 filo di piombo](#) Per ulteriori opzioni.

## Caratteristiche:

- Nome della produzione: pin Pogo
- Connettore 1: connettore maschile a pin pogo 4pin
- Connettore 2: 4,0 mm ECG Snap
- Colore del cavo: nero, bianco, grigio
- Colore di iniezione dello stampo a scatto: rosso, blu, verde, bianco.
- Heymed situato a Dongguan, [ISO 13485 e ISO 9001 Assemblaggio del cavo custom certificato](#), Possiamo produrre cavo a scatto ECG, piastra negativa e altri gruppi di cavi, fare clic su [Fornitore di cavi medici Dongguan ECG](#) to saperne di più.

## Foto del prodotto:









**Informazioni sulla società. Panoramica**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?**

A: Naturalmente, HeyMed fornisce campioni gratuiti se li abbiamo in magazzino, i campioni personalizzati richiedono commissioni di installazione. Grazie per averci chiesto ai campioni di controllare la nostra qualità.

## **Q2: quali metodi di pagamento accetti?**

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

## **D3: Come fa la tua fabbrica in termini di controllo di qualità?**

Risposta: la qualità è prioritaria. Il dipartimento QC con esperti di garanzia di qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto la certificazione ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

## **Q4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?**

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Forniamo servizi OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

## **D5: Tempo di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per spedire il mio prodotto?**

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo fornire una garanzia di 12 mesi dalla consegna. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come clienti.

## **Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?**

Risposta: ovviamente. Siamo molto felici di darvi il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel terzo. Building A, n. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincia del Guangdong, Cina