

Nome prodotto	Pin elettrodo da 2,0 mm personalizzato girare a cavo bianco a scatto magnetico da 4,0 mm per terapia fisica   Produttore di fili di piombo Dongguan
applicazione	Macchina di stimolazione, strumento di terapia fisica
lunghezza	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizzato
colore	Nero, grigio, bianco, nero e personalizzato
Materiale del conduttore	Rame in scatola
pacchetto	Confezionato separatamente

Prodotto da un fornitore professionale di filo di piombo certificato ISO 13485 a Dongguan, in Cina, questo **Pin dell'elettrodo da 2,0 mm personalizzato a cavo bianco a scatto magnetico da 4,0 mm** è progettato per l'uso in terapia fisica, decine e dispositivi EMS. Il pin dell'elettrodo da 2,0 mm fornisce una connessione precisa, mentre lo scatto magnetico da 4,0 mm garantisce un attacco rapido e una trasmissione del segnale stabile.

Costruito con materiali biocompatibili di alta qualità, il cavo offre una flessibilità superiore e una lunga durata, rendendolo adatto per un uso clinico frequente. La sua guaina bianca di livello medico non solo migliora la durata, ma consente anche una facile pulizia e manutenzione. Per gli utenti che richiedono configurazioni di plug alternative, considera il nostro [Tappo di sicurezza DC2,35 mm personalizzato a 2,0 mm Filo del perno di elettrodo](#), che fornisce una connessione sicura e affidabile per applicazioni mediche simili.

Inoltre, il nostro [3,0 mm Medical Mash Snap Silicone guaina a 4,0 mm Cavo a scatto femmina medica](#) Offre un'altra soluzione ad alte prestazioni progettata per i dispositivi di terapia TENS e EMS, garantendo una durata e conducibilità eccezionali per l'uso a lungo termine.





### **Certificazione e conformità:**

Il cavo soddisfa gli standard rigorosi per garantire il massimo livello di qualità e sicurezza nel campo medico:

- **ISO 13485:** La certificazione garantisce la conformità agli standard internazionali dei sistemi di gestione della qualità delle apparecchiature mediche.
- **ISO 9001:** Assicurarsi che il prodotto sia prodotto in un sistema di gestione della qualità del suono.
- **Approvazione della FDA:** Il prodotto è registrato presso la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e soddisfa i suoi standard di dispositivi medici.
- **Certificazione CE MDR:** Conformarsi al regolamento sulle attrezzature mediche dell'UE (MDR) per garantire la sicurezza e l'efficacia degli usi medici.

## **Informazioni sulla società. Panoramica**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## FAQ

### **Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?**

A: Naturalmente, HeyMed fornirà campioni gratuiti e se abbiamo azioni, i campioni personalizzati richiederanno costi di installazione. Grazie per averci chiesto di controllare la nostra qualità per i campioni.

### **Q2: quali metodi di pagamento accetti?**

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

### **Domanda 3: come sta facendo la tua fabbrica nel controllo di qualità?**

Risposta: la qualità è preferita. Il dipartimento QC con esperti di garanzia di qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica è stata certificata da ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

### **Domanda 4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare i miei articoli preferiti, come stampare il mio logo o modificare il mio design?**

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Forniamo servizi OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

### **Domanda 5: Tempo di consegna e garanzia? Quali servizi di trasporto utilizzerai per spedire i miei prodotti?**

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo fornire una garanzia di consegna di 12 mesi. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come clienti.

### **Domanda 6: dov'è la tua fabbrica? Come dovrei visitare?**

Risposta: ovviamente. Siamo lieti di darvi il benvenuto a Dongguan e mostrarvi il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel terzo. Un edificio A, n. 8, situato a Kangyang 1st Street, villaggio di Shebei, Dongguacheng, Provincia del Guangdong, Cina