

Parametri del prodotto

nome del prodotto	Connettore femmina in metallo Lemo 4PIN personalizzato al cavo fisioterapico terminale PH2.0-4PIN
Connettore	Connettore LEMO in metallo a 4 pin, Terminale PH2.0-4PIN
Lunghezza del cavo	2,5 milioni, 1 milione, 1,8 milioni o personalizzato
Colore del cavo	Nero o personalizzato
Attrezzature applicate	Macchina per EEG, ECG, EMG
Funzione	Trasferimento del segnale, comodità
MOQ	1 pezzo

Il cavo per fisioterapia terminale 4PIN Remo Metal femmina a PH2.0-4PIN combina la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza dei terminali con operazioni di collegamento e scollegamento facili, veloci e sicure e non rimuove la spina dalla presa tirEo il cavo, che svolge un ruolo ruolo attivo e importante nell'industria manifatturiera, nell'industria medica, nell'aerospaziale e in altri campi. Come ad esempio [Impermeabilizzazione dei tappi aeronautici](#), E [Collegamento all'interno dell'apparecchiatura per il monitoraggio della terapia fisica](#),E [cavo integrato nel computer Cablaggio automobilistico di nuova energia](#) e così via.

Inoltre, supportiamo anche il connettore lemo multipin personalizzato per adattarsi compatibile con l'equivalente relativo di altri connettori applicati alla linea interna del computer del cablaggio del veicolo della nuova energia e alle apparecchiature audio e al cavo ecg e così via, ad esempio, [Connettore LEMO in metallo FGG 1B a 8 pin per cavo testa aeronautica autobloccante push pull a 6 pin](#) , and [E Connettore LEMO in plastica a 4 pin per cavo pin maschio dell'elettrodo per TENS](#)

Foto del prodotto:





Informazioni sull'azienda. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: Posso iniziare un ordine di campione prima di ordinarne altri?

R: Certo, Heymed fornisce un campione gratuito se disponiamo di stock, è necessario addebitare un costo di installazione per il campione personalizzato. Apprezziamo che tu ci abbia chiesto un campione per verificare la nostra qualità.

Q2: Quali metodi di pagamento accettate?

A: PayPal, T/T, bonifico bancario, Western Union e L/C

Q3: Come sta andando la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?

R: La qualità è una priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista professionale in garanzia della qualità attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Eccetera

Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, ad esempio stampare il nostro logo o modificare il design?

R: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Vi preghiamo di contattarci o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

Q5: Tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?

R: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

Q6: Dove si trova la vostra fabbrica? Come posso visitarlo?

R: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova in 3rd. Piano, edificio A, n. 8 Kangyang 1st Street, villaggio di Shebei, città di Huangjiang, città di Dongguan, Guangdong, Cina.