

Parametri del prodotto

Nome prodotto	Tappo di plastica Lemo 5pin personalizzato a 4,0 mm Connettore Snap Elettrodo Snap ECG per monitoraggio medico Produttore di Dongguan
Connettore	Connettore di lemo in plastica, pulsante SNAP femmina 4,0 mm ECG
Lunghezza del cavo	1 m o personalizzato
Colore del cavo	Grigio o personalizzato
Apparecchiature applicate	EEG, ECG, EMG
Funzione	Trasferimento del segnale
Moq	100pcs

Il nostro tappo di plastica Lemo da 5pin al cavo ECG a scatto da 4,0 mm è progettato per prestazioni affidabili nelle applicazioni diagnostiche e di monitoraggio medica come ECG, EMG o BioFeedback. Il connettore di plastica in stile Lemo garantisce un'interfaccia sicura e precisa con le apparecchiature di monitoraggio, mentre il connettore a scatto da 4,0 mm offre un'ampia compatibilità con cuscinetti elettrodi riutilizzabili o usa e getta. Per coloro che cercano configurazioni alternative, il nostro [Tipo USB C a 4,0 mm Cavo a scatto femmina con 2 cavi](#) (Progettato per dispositivi compatti con durata migliorata) e [6pin Lemo Plastic Plug al doppio connettore a scatto elettrodo magnetico da 3,5 mm con 2 cavi di piombo](#) (adatti per i sistemi di monitoraggio multicanale) sono anche scelte popolari, entrambe prodotte con gli stessi standard di qualità certificati ISO13485.

Prodotto a Dongguan, in Cina, la nostra fabbrica certificata ISO13485 mantiene un forte controllo di qualità per soddisfare le esigenze dei mercati sanitari globali. Supportiamo i servizi OEM/ODM per la personalizzazione nei tipi di connettore, la lunghezza del cavo, il colore, l'etichettatura e l'imballaggio. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in ospedali, cliniche, dispositivi per la salute a domicilio e laboratori di ricerca.

Foto del prodotto:





Informazioni dell'azienda. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?

A: Certo, HeyMed fornisce un campione gratuito Se abbiamo stock, il campione personalizzato deve essere addebitato il costo di configurazione. Apprezziamo che tu ci chiedi un campione per controllare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

D3: Come sta la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?

A: La qualità è prioritaria. Il dipartimento QC con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità fin dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

Q4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

D5: Tempo di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire una garanzia di 12 mesi dalla consegna. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come cliente.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

A: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti in giro per il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel 3 °. Pavimento, costruzione A, n. 8 Kangyang 1st Street, villaggio di Shebei, città di Huangjiang, città di Dongguan, Guangdong, Cina.