

## Parametri del prodotto

Nome prodotto	Micro 5p Mash Plug e 4,0 mm Elettrodo femmina Scap a 3 cavi a scatto da 4,0 mm
Connettore	3,5 mm/4,0 mm Snap femmina a Micro 5P maschio
Lunghezza del cavo	50 cm o personalizzato
Colore del cavo	Bianco nero o personalizzato
Funzione	TENS EMS Trasmissione/Massager ECG/EKG/EEG/Adattatore EMG
Moq	100pcs

Prodotto da un fornitore di cavi medici certificato ISO 13485 a Dongguan, in Cina, questa spina micro maschile personalizzata a 3,5 mm cavo a scatto di elettrodo femminile magnetico è progettato per fornire connettività ad alte prestazioni per ECG/EKG, decine e apparecchiature di fisioterapia. La spina micro maschio garantisce un adattamento preciso, mentre lo snap femminile magnetico da 3,5 mm fornisce un attacco rapido, sicuro e conducibilità elettrica stabile.

Costruito con l'isolamento in PVC o silicone di livello medico, questo cavo offre flessibilità, biocompatibilità e resistenza a frequenti processi di sterilizzazione. Il design durevole estende la durata di servizio, rendendolo adatto sia per i dispositivi terapeutici dell'ospedale che per l'uso domestico. Per gli utenti che richiedono progetti di plug alternativi, forniamo anche il [Plug di tipo C su SR Slitter a 10 cavi Elettrodo a scatto femmina da 4,0 mm da 4,0 mm](#) Per connessioni mediche sicure e affidabili.

Inoltre, il nostro [Guaina silicone personalizzata da 4,0 mm Scap maschi](#) Offre un'altra soluzione di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze dei dispositivi TENS e EMS con una durata e conducibilità eccezionali.

## Foto del prodotto:





**Informazioni dell'azienda. Panoramica**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?**

A: Certo, HeyMed fornisce un campione gratuito Se abbiamo stock, il campione personalizzato deve essere addebitato il costo di configurazione. Apprezziamo che tu ci chiedi un campione per controllare la nostra qualità.

## **Q2: quali metodi di pagamento accetti?**

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

## **D3: Come sta la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?**

A: La qualità è prioritaria. Il dipartimento QC con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità fin dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

## **Q4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?**

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

## **D5: Tempo di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?**

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire una garanzia di 12 mesi dalla consegna. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come cliente.

## **Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?**

A: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti in giro per il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel 3 °. Pavimento, costruzione A, n. 8 Kangyang 1st Street, villaggio di Shebei, città di Huangjiang, città di Dongguan, Guangdong, Cina.