

Nome prodotto	Cavo di clip di coccodrillo personalizzato da USB Type-C a 4 cavi Crocodile Produttore di cavi di coccodrillo Dongguan
applicazione	Macchina di stimolazione, strumento di terapia fisica
lunghezza	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizzato
colore	Nero, grigio, bianco, nero e personalizzato
Materiale del conduttore	Rame in scatola
Pacchetto	Confezionato singolarmente

Progettato per la trasmissione del segnale di precisione e la connettività flessibile, questo cavo Clip di coccodrillo Type -C a 4 lead è ideale per test, connessioni di alimentazione temporanea, dispositivi indossabili e uso di laboratorio. Ogni clip di coccodrillo è codificata a colori e incollata in modo sicuro per garantire una presa ferma su terminali, conduttori o elettrodi.

Per supportare le tue esigenze OEM/ODM, offriamo il nostro [Cavo di piombo da USB C a 4,0 mm Elettrodo a scatto femmina con orecchio in silicone](#)—Uno esempio premium della nostra serie di cavi medici di tipo C. Prodotto a Dongguan, è dotato di costruzione di rame in PVC, lunghezza di 0,5 m (personalizzabile) e qualità di fabbrica cernita da ISO13485

Consigliamo anche il nostro [4 - IN - 1 Audiojack a Cavo di schermatura a scatto ECG a 4 leggi](#), in mostra la nostra esperienza nei cavi di segnale multi -lead. Questo cavo isolato TPU 1M supporta più dimensioni degli elettrodi (ad es. Scap da 3,5 mm, 4,0 mm), è completamente schermato e prodotto nella nostra fabbrica Dongguan con rigidi sistemi ISO & ISO13485

Prodotto da un produttore esperto di Dongguan, i nostri cavi dispongono di materiali di alta qualità come conduttori di rame puro e isolamento rinforzato per garantire la durata e l'integrità del segnale. La spina USB Type -C garantisce un'ampia compatibilità con moderni dispositivi diagnostici, di misurazione o medica.

La nostra fabbrica Dongguan supporta ordini all'ingrosso e all'ingrosso, fornendo lunghezze personalizzate, colori e tipi di clip per soddisfare varie esigenze di applicazione.

Applicazione:

- **Dipartimenti di riabilitazione dell'ospedale:** È utilizzato in varie attrezzature per il trattamento di riabilitazione per aiutare i pazienti nella stimolazione muscolare, il ripristino delle funzioni nervose e altri trattamenti.
- **Centri di fisioterapia professionale:** Fornire comode soluzioni di connessione per attrezzature per i fisioterapisti e supportare una varietà di progetti di fisioterapia, come terapia dell'elettro - agopuntura, terapia tuina elettro -assistita, ecc.
- **Assistenza domiciliare:** Facilitare gli utenti della casa a eseguire da soli una semplice fisioterapia e assistenza sanitaria, come alleviare il dolore muscolare e promuovere la circolazione sanguigna.
- **Istituti di ricerca:** Come filo di collegamento per apparecchiature sperimentali, viene utilizzato per la raccolta e l'analisi dei segnali bio -elettrici nella ricerca medica.





Certificazione e conformità:

Questo cavo soddisfa gli standard rigorosi per garantire i livelli di altissima qualità e di sicurezza nel campo medico:

- **ISO 13485:** La certificazione garantisce la conformità agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici.
- **ISO 9001:** Assicurarsi che i prodotti siano fabbricati in un sistema di gestione della qualità del suono.
- **FDA approvato:** Il prodotto è registrato presso la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e soddisfa i suoi standard di dispositivi medici.
- **Certificazione CE MDR:** È conforme al regolamento sui dispositivi medici dell'UE (MDR) per garantire sicurezza e efficacia per uso medico.

Informazioni sulla società. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?

A: Naturalmente, HeyMed fornirà campioni gratuiti se li abbiamo in magazzino, i campioni personalizzati richiedono commissioni di installazione. Grazie per averci chiesto ai campioni di controllare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

D3: Come fa la tua fabbrica in termini di controllo di qualità?

Risposta: la qualità è prioritaria. Il dipartimento QC con esperti di garanzia di qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto la certificazione ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

Q4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Forniamo servizi OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

D5: Tempo di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per spedire il mio prodotto?

A: I nostri tempi di consegna sono di circa 2-4 settimane e possiamo fornire una garanzia di 12 mesi dalla consegna. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come clienti.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

Risposta: ovviamente. Siamo molto felici di darvi il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel terzo. Building A, n. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincia del Guangdong, Cina