

| | |
|--------------------------|--|
| Nome prodotto | Elettrodo a clip a orecchie TVNS personalizzato per stimolazione nervosa vago auricolare Dongguan ISO13485 Fornitore di elettrodi medica certificata |
| applicazione | Macchina di stimolazione, strumento di terapia fisica |
| lunghezza | 10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizzato |
| colore | Nero, grigio, bianco, nero e personalizzato |
| Materiale del conduttore | Rame in scatola |
| pacchetto | Confezionato separatamente |

Prodotto da una fabbrica di elettrodi medici certificati ISO13485 professionale a Dongguan, in Cina, questo elettrodo a clip per le orecchie TVNS è appositamente progettato per la terapia auricolare di stimolazione del nervo vago (TVNS). L'elettrodo offre un eccellente contatto e conducibilità della pelle, fornendo segnali elettrici precisi per trattamenti di neuromodulazione.

Per gli utenti che cercano ulteriori soluzioni di elettrodi, controlla il nostro [Caschetti elettrodi negativi in silicone riutilizzabili con perno di elettrodo da 2,0 mm e cavo DIN a 5 pin.](#)

Costruito con contatti in silicone e acciaio inossidabile di livello medico, l'elettrodo garantisce comfort, durata e biocompatibilità del paziente. Il design della clip fornisce un adattamento sicuro sulla aurico, riducendo al minimo la perdita del segnale e migliorando i risultati terapeutici.

Forniamo anche [Elettrodi EEG a disco in oro rame per applicazioni bagnate](#), Ideale per la raccolta del segnale EEG/BCI.

Come fornitore di accessori medici affidabili e produttore all'ingrosso, il nostro impianto Dongguan supporta i servizi OEM e ODM, offrendo lunghezze di cavi personalizzate, tipi di connettore (2,0 mm / 2,5 mm) e soluzioni di imballaggio per soddisfare diverse esigenze cliniche e di ricerca.





Certificazione e conformità:

Il cavo soddisfa gli standard rigorosi per garantire il massimo livello di qualità e sicurezza nel campo medico:

- **ISO 13485:** La certificazione garantisce la conformità agli standard internazionali dei sistemi di gestione della qualità delle apparecchiature mediche.
- **ISO 9001:** Assicurarsi che il prodotto sia prodotto in un sistema di gestione della qualità del suono.
- **Approvazione della FDA:** Il prodotto è registrato presso la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e soddisfa i suoi standard di dispositivi medici.
- **Certificazione CE MDR:** Conformarsi al regolamento sulle attrezzature mediche dell'UE (MDR) per garantire la sicurezza e l'efficacia degli usi medici.

Informazioni sulla società. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?

A: Naturalmente, HeyMed fornirà campioni gratuiti e se abbiamo azioni, i campioni personalizzati richiederanno costi di installazione. Grazie per averci chiesto di controllare la nostra qualità per i campioni.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

Domanda 3: come sta facendo la tua fabbrica nel controllo di qualità?

Risposta: la qualità è preferita. Il dipartimento QC con esperti di garanzia di qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica è stata certificata da ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

Domanda 4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare i miei articoli preferiti, come stampare il mio logo o modificare il mio design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Forniamo servizi OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

Domanda 5: Tempo di consegna e garanzia? Quali servizi di trasporto utilizzerai per spedire i miei prodotti?

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo fornire una garanzia di consegna di 12 mesi. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come clienti.

Domanda 6: dov'è la tua fabbrica? Come dovrei visitare?

Risposta: ovviamente. Siamo lieti di darvi il benvenuto a Dongguan e mostrarvi il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel terzo. Un edificio A, n. 8, situato a Kangyang 1st Street, villaggio di Shebei, Dongguacheng, Provincia del Guangdong, Cina