

Termini commerciali: FOB shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacità produttiva: 1.000.000 di pezzi al mese

Pagamento: T/T, Paypal, Western Union

Luogo di origine: Dongguan, Cina

Tempi di consegna: tempo di consegna del campione 3-7 giorni, la produzione di massa è di circa 15-20 giorni

Certificati:UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Spedizione: via aerea, via mare o Fedex, DHL, UPS


MOQ: 500 PZ

---

### **Caratteristiche:**

- Heymed [Cavi degli elettrodi di ricambio](#) Compatibile con TENS 7000, Nicwell Care, TENS 3000
- Materiale di alta qualità: cavi premium in lamina di rame, durevoli per un uso prolungato.
- Questo cavo sostitutivo TENS: spina di sicurezza CC da 2,35 mm, con connettore di tipo pin maschio da 2,0 mm. lunghezza del cavo 1150mm.
- Nostro [Cavi TENS](#) NON montare dispositivi EMPI o Prospera
- Non esitate a contattarci se avete bisogno di aiuto!

IL [cavo dell'elettrodo di tipo pin](#) Cavo sostitutivo per unità TENS Riferimento disegno:



Prodotti correlati:

[Cavo per elettrodi magnetici a scatto per ecg a 3 derivazioni](#)

[Cavo per elettrodi di tipo pin USB da tipo C a 2,0 mm](#)

Heymed Technology è un produttore leader in Cina per [cavi medicali](#) e accessori, chiusura magnetica [cavo dell'elettrodo](#) con jack audio da 3,5 mm, che non è solo una determinata specifica dei cavi a scatto magnetici, Heymed fa sempre il meglio per la personalizzazione, che fornisce le diverse specifiche di cablaggio, cavo, lunghezza personalizzata, numero di cavi degli elettrodi a scatto.

Qualità dei prodotti garantita per oltre 12 mesi e conformità RoHS, Reach e certificazione

Hemed ha già certificato ISO 13485 Gestione della qualità dei dispositivi medici, registrazione I S O 9 0 0 1 per la gestione della qualità internazionale e registrazione I S O 1 4 0 0 1 per il sistema di gestione ambientale e i prodotti hanno superato i rapporti di prova









## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

---

## FAQ

### **Q1: Posso iniziare un ordine di campione prima di ordinarne altri?**

R: Certo, Heymed fornisce un campione gratuito se disponiamo di stock, è necessario addebitare un costo di installazione per il campione personalizzato. Apprezziamo che tu ci abbia chiesto un campione per verificare la nostra qualità.

### **Q2: Quali metodi di pagamento accettate?**

A: PayPal, T/T, bonifico bancario, Western Union e L/C

### **Q3: Come sta andando la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?**

R: La qualità è una priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista professionale in garanzia della qualità attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Eccetera

### **Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, ad esempio stampare il nostro logo o modificare il design?**

R: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Vi preghiamo di contattarci o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

### **Q5: Tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?**

R: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

### **Q6: Dove si trova la vostra fabbrica? Come posso visitarlo?**

R: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro.