

Parametri del prodotto

Nome prodotto	Tappo di banana da 4,0 mm personalizzato in fabbrica al cavo del perno elettrodo da 2,0 mm Soluzione di connettività di alta qualità da Dongguan China
Connettore	Tappo di banana da 4,0 mm, pin Electorode da 2,0 mm
Lunghezza del cavo	1 m o personalizzato
Colore del cavo	Nero o personalizzato
Apparecchiature applicate	EEG, ECG, EMG
Funzione	Trasferimento del segnale
Moq	100pcs

Il nostro tappo di banana da 4,0 mm respinto in fabbrica al cavo del perno elettrodo da 2,0 mm è progettato per la trasmissione del segnale affidabile in applicazioni mediche, terapeutiche e di monitoraggio. Prodotto a Dongguan, in Cina da un esperto produttore di cavi e fornitore, questo cavo dispone di filo di rame ad alta conduttività e isolamento deruissimo TPU o PVC, garantendo sia flessibilità che longevità. I connettori sono modellati in modo sicuro per una connessione forte e stabile durante l'uso in TENS o EMS Apparecchiature. Gli ordini OEM e ODM sono benvenuti, con opzioni di personalizzazione completa per dimensioni, tipo di cavo e imballaggio. Offriamo una consegna rapida e una qualità costante come fornitore di cavi medici diretti.

Per le applicazioni che richiedono configurazioni multi-leade, il nostro [Cavo di cavo del cavo ECG di tipo Ecg di tipo da USB 18in1 multifunzionale](#) Offre opzioni di connettività versatili. Inoltre, per estendere la portata delle unità TENS, considera il nostro [Filo di sostituzione dell'unità TENS 2,0 mm Pin Elettrodo di estensione femmina](#), Progettato per l'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi esistenti.

Come produttore, fornitore e fabbrica con sede a Dongguan, ci impegniamo a fornire cavi medici personalizzabili di alta qualità per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Foto del prodotto:





Informazioni dell'azienda. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?

A: Certo, HeyMed fornisce un campione gratuito Se abbiamo stock, il campione personalizzato deve essere addebitato il costo di configurazione. Apprezziamo che tu ci chiedi un campione per controllare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

D3: Come sta la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?

A: La qualità è prioritaria. Il dipartimento QC con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità fin dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

Q4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

D5: Tempo di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire una garanzia di 12 mesi dalla consegna. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come cliente.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

A: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti in giro per il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel 3 °. Pavimento, costruzione A, n. 8 Kangyang 1st Street, villaggio di Shebei, città di Huangjiang, città di Dongguan, Guangdong, Cina.