

Termini commerciali: FOB shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacità produttiva: 1.000.000 di pezzi al mese

Pagamento: T/T, Paypal, Western Union

Luogo di origine: Dongguan, Cina

Tempi di consegna: tempo di consegna del campione 3-7 giorni, la produzione di massa è di circa 15-20 giorni

Certificati:UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Spedizione: via aerea, via mare o Fedex, DHL, UPS

MOQ: 500 PZ

Caratteristiche:

- Cura di tutto il corpo: tratta più aree, tra cui spalle, gomiti, polsi, parte bassa della schiena, cosce, ginocchia e persino i piedi. Stimola il rilascio del fattore di crescita, ripara le cellule e allevia i dolori articolari e muscolari.
- Sicuro ed efficace: PSP10 fornisce onde d'urto a bassa intensità per un'esperienza non invasiva, indolore e senza anestesia. Le onde d'urto innescano l'autoguarigione del tuo corpo, migliorano il metabolismo e avviano il recupero naturale.
- Soluzione ED: le onde d'urto a bassa intensità migliorano la circolazione sanguigna locale, promuovono la formazione di nuovi vasi sanguigni e migliorano la salute del pene, trattando efficacemente la disfunzione erettile.
- Facile da usare: con i controlli touch, offre un'esperienza di trattamento di livello medico con un solo tocco. Allevia rapidamente il dolore articolare e muscolare dovuto alla seduta prolungata o all'esercizio fisico. Piccolo nelle dimensioni, potente nelle prestazioni.

Varietà personalizzata Heymed di alta qualità [cavi medicali](#) in Cina, forniamo [Cavo per elettrodi a scatto da USB C a 4,0 mm](#), [connettore lemo al cavo dell'elettrodo pin da 2,0 mm](#) Eccetera.

Foto del prodotto:



Informazioni sull'azienda:

Heymed Technology è un produttore leader in Cina di cavi e accessori medicali, magneti a scatto cavo dell'elettrodo con jack audio da 3,5 mm, che non è solo una determinata specifica dei cavi a scatto del magnete, Heymed fa sempre il meglio per la personalizzazione, che fornisce le diverse specifiche di cablaggio, cavo, lunghezza personalizzata, numero di cavi dell'elettrodo a scatto.

Qualità dei prodotti garantita per oltre 12 mesi e conformità RoHS, Reach e certificazione

Hemed ha già certificato ISO 13485 Gestione della qualità dei dispositivi medici, registrazione I S O 9 0 0 1 per la gestione della qualità internazionale e registrazione I S O 1

4 0 0 1 per il sistema di gestione ambientale e i prodotti hanno superato i rapporti di test UL, CQC, CE, SGS.



FAQ

Q1: Posso iniziare un ordine di campione prima di ordinarne altri?

R: Certo, Heymed fornisce un campione gratuito se disponiamo di stock, è necessario addebitare un costo di installazione per il campione personalizzato. Apprezziamo che tu ci abbia chiesto un campione per verificare la nostra qualità.

Q2: Quali metodi di pagamento accettate?

A: PayPal, T/T, bonifico bancario, Western Union e L/C

Q3: Come sta andando la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?

R: La qualità è la priorità. Il dipartimento di controllo qualità con uno specialista professionale in garanzia della qualità attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Eccetera

Q4: Fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, ad esempio stampare il nostro logo o modificare il design?

R: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Vi preghiamo di contattarci o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

Q5: Tempi di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?

R: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire 12 mesi di garanzia dalla consegna. Usiamo DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS come cliente.

Q6: Dove si trova la vostra fabbrica? Come posso visitarlo?

R: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro.