

Nome prodotto	Guangdong Factory Custom 10 mm clip di alligatore di rame puro alla sonda magnetica per cablaggio di fisioterapia
applicazione	Macchina di stimolazione, strumento di terapia fisica
lunghezza	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizzato
colore	Nero, grigio, bianco, nero e personalizzato
Materiale del conduttore	Rame in scatola
Pacchetto	Confezionato singolarmente

### Applicazione:

- **Produzione di attrezzature di fisioterapia:** Negli impianti di produzione di attrezzature per la fisioterapia, che si tratti di "attrezzature su larga scala come sedie da massaggio e letti di fisioterapia o piccoli dispositivi di fisioterapia portatili, la clip di alligatore di rame puro da 10 mm accoppiato con una sonda magnetica può essere utilizzata per le connessioni a circuito interno. Questo assicura le prestazioni stabili dell'attrezzatura e aiuta a produrre prodotti di alta qualità.
- **Manutenzione dell'attrezzatura di fisioterapia:** Quando le attrezzature per la fisioterapia malfunzionano e devono essere riparate, il personale di manutenzione può utilizzare questa clip di alligatore e sonda magnetica per collegare rapidamente l'attrezzatura di test, rilevare e risolvere le parti difettose, individuare accuratamente i problemi, ridurre i tempi di manutenzione, migliorare l'efficienza di manutenzione e consentire il fatto attrezzatura per tornare al normale utilizzo il prima possibile.
- **Fisioterapia di casa quotidiana:** Per la salute - Utenti familiari consapevoli, quando si utilizzano attrezzature per la fisioterapia domestica per l'assistenza sanitaria quotidiana, la funzione facile - di usare di questo accessorio consente una facile connessione con l'attrezzatura. Soddisfa le esigenze degli utenti di eseguire operazioni di fisioterapia in modo indipendente e fornisce un supporto di connessione affidabile per la fisioterapia domestica.

### Caratteristiche principali:

- **Vantaggi materiali:** IL [clip di alligatore di alta qualità](#) è realizzato in rame puro da 10 mm. Il rame puro ha un'eccellente conducibilità elettrica, che può garantire una trasmissione di corrente stabile, ridurre la perdita del segnale e fornire un supporto di potenza stabile per le apparecchiature di fisioterapia.
- **Design strutturale:** IL [clip](#) [La struttura ha una forte forza di serraggio e può contenere saldamente vari fili o interfacce di apparecchiature. Può essere gestito rapidamente e stabilmente per garantire una connessione affidabile.](#)
- **Caratteristiche di connessione:** La sonda magnetica abbinata utilizza la forza magnetica per l'adsorbimento, eliminando la necessità di plug ingombranti - e - slegare le azioni. Può raggiungere una connessione rapida, migliorare notevolmente l'efficienza operativa e mantenere uno stato stabile.









### **Certificazione e conformità:**

Questo cavo soddisfa gli standard rigorosi per garantire i livelli di altissima qualità e di sicurezza nel campo medico:

- **ISO 13485:** La certificazione garantisce la conformità agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici.
- **ISO 9001:** Assicurarsi che i prodotti siano fabbricati in un sistema di gestione della qualità del suono.
- **FDA approvato:** Il prodotto è registrato presso la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e soddisfa i suoi standard di dispositivi medici.
- **Certificazione CE MDR:** È conforme al regolamento sui dispositivi medici dell'UE (MDR) per garantire sicurezza e efficacia per uso medico.

### **Informazioni sulla società. Panoramica**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

## **Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?**

A: Naturalmente, HeyMed fornirà campioni gratuiti se li abbiamo in magazzino, i campioni personalizzati richiedono commissioni di installazione. Grazie per averci chiesto ai campioni di controllare la nostra qualità.

## **Q2: quali metodi di pagamento accetti?**

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

## **D3: Come fa la tua fabbrica in termini di controllo di qualità?**

Risposta: la qualità è prioritaria. Il dipartimento QC con esperti di garanzia di qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto la certificazione ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

## **Q4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?**

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Forniamo servizi OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

## **D5: Tempo di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per spedire il mio prodotto?**

A: I nostri tempi di consegna sono di circa 2-4 settimane e possiamo fornire una garanzia di 12 mesi dalla consegna. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come clienti.

## **Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?**

Risposta: ovviamente. Siamo molto felici di darvi il benvenuto a Dongguan e mostrarti il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel terzo. Building A, n. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincia del Guangdong, Cina