

Nome prodotto	Cavo di fisioterapia personalizzata professionale del Guangdong 2.0 TUBI TERNA ALLE PIN ELETTRODE 2,0 con filo di piombo SR ISO9001/13485, FDA, CE certificato
applicazione	Macchina di stimolazione, strumento di terapia fisica
lunghezza	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm o personalizzato
colore	Grigio, bianco, nero e personalizzato
Materiale del conduttore	Rame in scatola
Pacchetto	Confezionato singolarmente

applicazione:

- **Ospedali e centri di riabilitazione**

Adatto per **Tens unità, Dispositivi EMS**, ecc., Utilizzato per il recupero postoperatorio, gli spasmi muscolari e la gestione del dolore cronico. La linea di terapia e gli elettrodi forniscono una trasmissione di corrente stabile per questi dispositivi, aiutando i pazienti ad accelerare il recupero e alleviare il dolore.

- **Terapia fisica e gestione del dolore**

Applicato in **Dispositivi di elettroterapia a bassa frequenza, dispositivi di elettroterapia pulsati**, ecc., Per le condizioni di trattamento come artrite, sciatica e dolore al collo e alle spalle. Il prodotto garantisce un flusso persino di corrente, migliora la circolazione sanguigna, allevia il dolore e promuove il recupero muscolare.

- **Assistenza domiciliare e benessere personale**

Adatto per l'uso in casa **Tens unità** or **Stimolatori muscolari EMS**, fornendo agli utenti un modo conveniente per rilassare i muscoli, alleviare il dolore e riprendersi dalla fatica. La linea di elettrodi e terapia garantisce una trasmissione di corrente sicura, rendendo facile per gli utenti eseguire la cura di sé a casa.

- **Recupero degli atleti e medicina dello sport**

Ampiamente usato in **dispositivi di elettroterapia di recupero sportivo, stimolatori elettrici**, ecc., Per aiutare gli atleti a recuperare i muscoli, ridurre il dolore e l'affaticamento post-esercizio e promuovere la riparazione dei muscoli e la circolazione sanguigna, accelerando il processo di recupero.

Caratteristiche principali:

- **Trattamento efficace:** Con **2.0 Elettrodi**, promuovendo efficacemente la stimolazione dei tessuti profondi e migliorando i risultati del trattamento.
- **Certificazioni professionali:** Il prodotto è certificato con ISO9001, ISO13485, FDA, CE e MDR, garantendo sicurezza e di alta qualità in tutto il mondo.
- **Servizio di personalizzazione:** La nostra fabbrica offre una personalizzazione in base alle esigenze specifiche del cliente, tra cui la lunghezza degli elettrodi, le combinazioni di accessori e le opzioni di imballaggio.
- **Alta durata:** Realizzato con materiali medici di alta qualità, garantendo un'eccellente durata e stabilità per l'uso a lungo termine.

- **Ampia applicazione:** Adatto a vari dispositivi medici, in particolare per l'uso in elettroterapia, terapia fisica e apparecchiature di riabilitazione.
- **Configurazione flessibile:** Elettrodi, estremità del tubo rotondo e componenti del dispositivo di scorrimento Può essere combinato in modo flessibile in base alle diverse esigenze, soddisfacendo i requisiti personalizzati.







Certificazione e conformità:

Questo cavo soddisfa gli standard rigorosi per garantire i livelli di alta qualità e sicurezza nel campo medico:

- **ISO 13485:** La certificazione garantisce la conformità agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità dei dispositivi medici.
- **ISO 9001:** Assicurarsi che i prodotti siano fabbricati in un sistema di gestione della qualità del suono.
- **FDA approvato:** Il prodotto è registrato presso la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e soddisfa i suoi standard di dispositivi medici.
- **Certificazione CE MDR:** È conforme al regolamento sui dispositivi medici dell'UE (MDR) per garantire sicurezza e efficacia per uso medico.

Informazioni sulla società. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?

A: Naturalmente, HeyMed fornirà campioni gratuiti se li abbiamo in magazzino, i campioni personalizzati richiedono commissioni di installazione. Grazie per averci chiesto ai campioni di controllare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

Q3: Come fa la tua fabbrica in termini di controllo di qualità?

Risposta: la qualità è prioritaria. Il dipartimento QC con esperti di garanzia di qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto la certificazione ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

Q4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Forniamo servizi OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

D5: Tempo di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per spedire il mio prodotto?

A: I nostri tempi di consegna sono di circa 2-4 settimane e possiamo fornire una garanzia di 12 mesi dalla consegna. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come clienti.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

Risposta: ovviamente. Siamo molto felici di darvi il benvenuto a Dongguan e mostrarvi il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel terzo. Building A, n. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Provincia del Guangdong, Cina