

Parametri del prodotto

Nome prodotto	M16 M12 Connettori da 4PIN CHIL CIL NURE CHIAMA CHIAMATO PULTRO INFORMAZIONE INFERIORE per il paziente ISO13485 e ISO9001 certificato Produttore e fornitore di Dongguan
Connettore	Connettore di lemo in plastica, pulsante SNAP femmina 4,0 mm ECG
Lunghezza del cavo	1 m o personalizzato
Colore del cavo	Nero o personalizzato
Apparecchiature applicate	EEG, ECG, EMG
Funzione	Trasferimento del segnale
Moq	100pcs

Il nostro filo del cavo M16 M12 M12 4PIN è progettato per fornire una connettività senza soluzione di continuità per i sistemi di pulsanti di chiamata infermiera, consentendo ai pazienti di segnalare in modo rapido e affidabile l'assistenza. I connettori 4pin M12 garantiscono connessioni sicure, minimizzando il rischio di interruzioni del segnale, mentre i connettori M16 offrono una facile installazione e compatibilità con una vasta gamma di dispositivi medici. Per soluzioni comparabili nella connettività medica, esplora il nostro [Cavo di elettrodi multi-piombo integrato](#), progettato per precisione nei sistemi di monitoraggio multicanale con configurazioni personalizzabili.


Con una valutazione impermeabile IP67, questo cavo è resistente all'immersione in acqua e può resistere a regolari procedure di pulizia e disinfezione, rendendolo adatto per l'uso in ambienti sanitari in cui l'igiene è fondamentale. La giacca in PVC di livello medico è non tossica, priva di ftalati e facile da pulire, che soddisfa i più severi standard di sicurezza sanitaria. Per gli ambienti che richiedono cablaggi durevoli e igienici, considera il nostro [Cavi ECG medici personalizzati](#), progettato per offrire prestazioni affidabili nelle apparecchiature diagnostiche con garanzia di qualità certificata ISO 13485.

Foto del prodotto:





Informazioni dell'azienda. Panoramica



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1: posso iniziare un ordine di esempio prima di ordinare di più?

A: Certo, HeyMed fornisce un campione gratuito. Se abbiamo stock, il campione personalizzato deve essere addebitato il costo di configurazione. Apprezziamo che tu ci chieda un campione per controllare la nostra qualità.

Q2: quali metodi di pagamento accetti?

A: PayPal, T/T, Bank Builling, Western Union e L/C

D3: Come sta la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?

A: La qualità è prioritaria. Il dipartimento QC con uno specialista di garanzia della qualità professionale attribuisce grande importanza al controllo di qualità fin dall'inizio alla fine. La nostra fabbrica ha ottenuto l'autenticazione ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Ecc

Q4: fabbrica? SÌ! Posso personalizzare gli articoli che mi piacciono, come stampare il nostro logo o modificare il design?

A: Sì, siamo una fabbrica con più di 100 dipendenti. Offriamo il servizio OEM/ODM. Si prega di contattare noi o il nostro rappresentante di vendita per i dettagli.

D5: Tempo di consegna e garanzia? Quale servizio di spedizione utilizzerai per i miei prodotti?

A: Il nostro tempo di consegna è di circa 2-4 settimane e possiamo offrire una garanzia di 12 mesi dalla consegna. Usiamo DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS come cliente.

Q6: Dove si trova la tua fabbrica? Come posso visitare lì?

A: Certo. Siamo più che felici di darti il benvenuto a Dongguan e mostrarti in giro per il nostro posto di lavoro. La nostra fabbrica si trova nel 3 °. Pavimento, costruzione A, n. 8 Kangyang 1st Street, villaggio di Shebei, città di Huangjiang, città di Dongguan, Guangdong, Cina.