

联系我们

名称	5mm2.0mmECG65mm2.0mm Dongguan Medical Cable Supplier
规格	6mm
长度	50cm
材料	PVC
用途	TENS EMS/ECG/EKG/EEG/EMG
Moq	500pcs

我们提供ISO13485认证的5mm2.0mmECG65mm2.0mm| Dongguan Medical Cable Supplier

我们提供6mm5mm2.0mmPVCDB154.0mm

我们的优势

- 专业的研发团队，提供定制化的解决方案
- 严格的质量控制体系，确保产品符合国际标准
- 丰富的生产经验，能够快速响应客户需求
- OEM/ODM服务，满足客户的个性化需求


我们提供ECGTVNS

联系我们





□□□□□□□□



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

