

規格	2.54mm 2Pin規格2.0mm規格ECG規格
用途	醫療用途
長度	10 cm20 cm50 cm100 cm
顏色	白色
包裝	包裝
品牌	品牌

Dongguan 2.54mm 2Pin規格2.0mm規格ECGTENEMSEMG規格DC 2.35mmDC 2.35mm4pin2.5mm2.0mm

2.0mmTPUPVC

OEM/ODM





品質保証

品質保証は、製品の信頼性と安全性を確保するための重要な要素です。

- **ISO 13485** 品質保証システム規格に準拠しています。
- **ISO 9001** 品質管理システム規格に準拠しています。
- **FDA** 米国食品医薬品局（FDA）の承認を受けています。
- **CE MDR** 欧州連合（EU）の医療機器指令（MDR）に準拠しています。

お問い合わせ



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

