

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 品牌 | 2.0mm Dongguan Tens EMS  |
| 规格 |                          |
| 长度 | 10 cm 20 cm 50 cm 100 cm |
| 颜色 |                          |
| 材质 |                          |
| 用途 |                          |

Dongguan Professional Tens EMS 2.0mm

TENS EMS TPU PVC

DC 2.35mm 2.0mm 2.54mm 2 2.0mm TENS EMS ECG

OEM/ODM






品質保証書

品質保証書は、製品の品質を保証するための文書です。

- **ISO 13485** 品質保証システム規格に準拠しています。
- **ISO 9001** 品質保証システム規格に準拠しています。
- **FDA** 米国FDAの承認を受けています。
- **CE MDR** EUのMDR（Medical Device Regulation）に準拠しています。

品質保証書



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



