

品名	USB Mini to 3 Leads Therapy Clip guan
規格	
長さ	10 cm / 20 cm / 50 cm / 100 cm
材質	
用途	
備考	
単位	

本製品は、ISO13485規格に準拠したUSB Mini to 3 Leads Therapy Clipで、TENS/EMS治療に使用するための導電性ケーブルです。

USB Miniケーブルは、3本の導電性ケーブル（TPU/PVC）で構成されています。

ケーブルの導電性部分は、4.0mmの導電性ケーブルで構成されています。

ケーブルの導電性部分は、LEMO規格の4.0mmの導電性ケーブルで構成されています。

ケーブルの導電性部分は、2本の導電性ケーブルで構成されています。






品質保証書

品質保証書は、製品の品質を保証するための文書です。

- **ISO 13485** 品質保証システム規格に準拠しています。
- **ISO 9001** 品質管理システム規格に準拠しています。
- **FDA** 米国FDAの承認を受けています。
- **CE MDR** EUのMDR（Medical Device Regulation）に準拠しています。

お問い合わせ



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



