

产品规格表

品牌	USB C 接口 EEG 设备 EMS 设备 Dongguan Tens EMS 设备
接口	USB Type-C
长度	120cm
重量	约 100g
用途	TENS EMS 设备 / ECG/EKG/EEG/EMG 设备
数量	500pcs

USB Type-C MALE 接口 EEG 设备 | EMS 设备 | Dongguan 品牌 | ISO13485 认证

EEG 设备 | TENS/EMS 设备 | LEMO 4.0mm 接口 TENS/EMS 设备 | 3.5mm 接口 EEG 设备


The USB-C 接口 设备

联系我们





□□□□□□□□



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

Q1
AHeymed

Q2
APayPalT/TWestern UnionL/C

Q3
 QCROHSGSCE FCC
ISO90012008

Q4
A100 OEM/ODM

Q5
A2412 DHLFedExUPS TNT EMS

Q6
 guan3
ANo8Kangyang 1st StreetShebei VillageHuangjiang TownDongguan CityGrinaChina