

4.0mm ECG  
guan  
ISO13485  
ISO9001

ECG  
TENS  
EMS  
2.0mm  
OEM/ODM






品質保証

当社は、製品の品質を確保するために、厳格な品質管理システムを構築しています。

- **ISO 13485** 医療機器の品質管理システムに準拠しています。
- **ISO 9001** 品質管理システムに準拠しています。
- **FDA** 米国FDAの承認を受けています。
- **CE MDR** EUのCE MDRに準拠しています。

お問い合わせ



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



**Q1**   
A 

**Q2**   
A PayPal T/T Western Union L/C

**Q3**   
 QC ROH SGS CE  
FCC ISO9001 2008

**Q4**   
A 100 OEM/ODM

**Q5**   
A 2 4 12 DHL FedEx UPS TNT EMS

**Q6**   
 guan 3   
 A No 8 Kangyang 1st Street Shebei Village Huangjiang Town Dongguan City Grina China