

交易条件: FOB 工厂/港口/内陆

数量: 1,000,000 PC

付款方式: T/T, 电汇, 信用证

交货期: 见下

交货时间: 见下 3-7天, 见下 15-20天

认证: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

物流: 空运, 见下 Fedex, DHL, UPS

MOQ:500PCS

备注:

材料: 见下, 见下 TPU 见下

厚度: 见下 ECG 见下 见下 - 2.0mm 见下

颜色: 见下 ECG 见下 见下 见下

长度: 0.5m /见下

宽度: 见下

ECG 见下 见下 见下 ECG 见下 见下 见下。 见下, 见下 见下 见下 见下 见下 ECG 见下 见下 见下 见下 见下 见下 见下 见下。



Heymed Technology 係 專 業 研 究 開 發 醫 療 電 子 設 備 之 廠 家 及 經 銷 商。 專 業 研 究 開 發 醫 療 電 子 設 備 之 廠 家 及 經 銷 商。 專 業 研 究 開 發 醫 療 電 子 設 備 之 廠 家 及 經 銷 商。

專 業 研 究 開 發 醫 療 電 子 設 備 之 廠 家 及 經 銷 商。 專 業 研 究 開 發 醫 療 電 子 設 備 之 廠 家 及 經 銷 商。

Heymed 係 專 業 研 究 開 發 醫 療 電 子 設 備 之 廠 家 及 經 銷 商。 專 業 研 究 開 發 醫 療 電 子 設 備 之 廠 家 及 經 銷 商。 專 業 研 究 開 發 醫 療 電 子 設 備 之 廠 家 及 經 銷 商。

□□□□ □□

Q1: □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□?

A: □□, Heymed□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□□. □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□. □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□.

Q2: □□ □□ □□□ □□□ □□□□□?

A: PayPal, T/T, □□ □□, □□ □□ □□ L/C

Q3: □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□?

A: □□□□ □□□□□□. □□□□□ □□ □□ □□□□ □□ QC □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□. □□ □□□ Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008 □□□ □□□□□□□. □

Q4: □□? □! □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□?

A: □□□□□, □□□ 100□ □□□ □□□ □□ □□□□□□. □□□ OEM/ODM □□□□ □□□□□□. □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□.

Q5: □□ □□□ □□□ □□□□□? □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□□?

A: □□□ □□□□□ □□ 2-4□□□ □□□□□□□ 12□□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS□ □□□□ □□□□□□.

Q6: □□□ □□□ □□□□□? □□□ □□□ □□□ □□□□?

□: □□□□□. □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□□.