

Trade Term: FOB Shenzhen/China

Quantity: 1,000,000 PC

Payment: T/T, L/C, etc

Lead Time: 15-20 days

Delivery: 3-7 days, 15-20 days

Certification: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Shipping: Fedex, DHL, UPS

MOQ: 500PCS

Notes:

5mm ECG cable is used for heart rate monitoring. **4.0mm ECG cable** is used for heart rate monitoring. The cable is made of high quality material and is very durable.

Notes:

- Cable: 5mm ECG cable is used for heart rate monitoring.
- Cable: 4.0mm ECG cable is used for heart rate monitoring.
- Cable: 4.0mm ECG cable is used for heart rate monitoring.
- Cable: TENS cable is used for heart rate monitoring.
- Cable: TENS cable is used for heart rate monitoring.

Notes: The cable is used for heart rate monitoring. The cable is made of high quality material and is very durable.

Notes:

- Cable: 4.0mm ECG cable is used for heart rate monitoring.
- Cable: 4.0mm ECG cable is used for heart rate monitoring.
- Cable: 50cm cable (used for heart rate monitoring)
- Cable: TENS cable is used for heart rate monitoring.



Heymed Technology 係 專 業 研 究 ECG EKG 醫 療 監 測 設 備 之 專 業 廠 家， 專 門 研 究 監 測 設 備 之 專 業 廠 家， 專 門 研 究 監 測 設 備 之 專 業 廠 家， 專 門 研 究 監 測 設 備 之 專 業 廠 家。

專 業 研 究 12 導 心 電 監 測 設 備 之 專 業 廠 家， 專 門 研 究 監 測 設 備 之 專 業 廠 家。

Heymed 係 專 業 研 究 ISO 13485 醫 療 監 測 設 備 之 專 業 廠 家， ISO 9001 專 業 研 究 監 測 設 備 之 專 業 廠 家， ISO 14001 專 業 研 究 監 測 設 備 之 專 業 廠 家， UL, CQC, CE, SGS 專 業 研 究 監 測 設 備 之 專 業 廠 家。

專 業 研 究

Q1: 專 業 研 究 監 測 設 備 之 專 業 廠 家？

A: 專 業 研 究， Heymed 係 專 業 研 究 監 測 設 備 之 專 業 廠 家。 專 業 研 究 監 測 設 備 之 專 業 廠 家。 專 業 研 究 監 測 設 備 之 專 業 廠 家。

Q2: 如何付款 貴公司 有 服務嗎?

A: PayPal, T/T, 信託, 銀行 匯票 L/C

Q3: 貴公司 產品 有 通過 哪些 認證 嗎?

A: 當然 通過 了。 我們 有 嚴 格 的 QC 系統 確保 產品 質量 符合 國際 標準。 我們 通過 Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008 等 認證。

Q4: 貴公司 有 沒有 代理 商 在 中國 嗎?

A: 當然 有, 我們 有 100 多 家 代理 商 在 中國。 我們 OEM/ODM 服務 非常 完善。 我們 有 專業 的 技術 支持 團隊。

Q5: 貴公司 有 沒有 工廠 嗎? 有 沒有 產品 目錄 嗎?

A: 當然 有 工廠 在 2-4 樓。 我們 有 12 年 的 經驗 在 此 行業。 我們 DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS 等 公司 都有 代理。

Q6: 貴公司 有 沒有 產品 目錄 嗎? 有 沒有 產品 目錄 嗎?

A: 當然 有。 我們 有 專業 的 技術 支持 團隊 為 客戶 提供 服務。