

品名	DIN 5 3.5mm ECG Dongguan
规格	10cm, 20cm, 50cm, 100cm
材料	TPU, PVC
颜色	黑色, 白色, 红色, 蓝色
包装	1000个/箱
产地	广东东莞

品名 :

DIN 5 3.5mm ECG, EMG, TENS EMS 4.0mm ECG 2.0mm ~ 4.0mm

DIN 5 3.5mm

TPU PVC ISO13485 ROHS





□□ □ □ □ □ :

□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□.

- **ISO 13485** : □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□.
- **ISO 9001** : □□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□.
- **FDA** □□ : □ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□.
- **CE MDR** □□ : □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ (MDR)□ □□□□□.

□□ □□. □□



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

Q1 : 貴公司 產品 價格 如何 計算?

A : 我們, Heymed 產品 價格 均 按照 市場 行情 計算. 價格 隨 市場 行情 而 波動. 價格 詳情 請 洽 我們 銷售 部.

Q2 : 貴公司 產品 品質 如何 保證?

A : PayPal, T/T, 匯票, Western Union 均 L/C.

Q3 : 貴公司 產品 是否 通過 認證?

我們 產品 均 通過 國際 認證 QC 認證 體系 認證 均 符合 國際 標準. 我們 ROH, SGS, CE FCC, ISO9001 : 2008 均 通過 認證. 詳情 請 洽 我們 銷售 部.

Q4 : 貴公司 產品 是否 支持 定制?

A : 我們 產品 均 支持 100 個 起 訂. OEM/ODM 均 歡迎. 價格 詳情 請 洽 我們 銷售 部.

Q5 : 貴公司 產品 是否 支持 批發?

A : 我們 產品 均 支持 2-4 個 月 內 12 個 月 內 均 可 批發. 詳情 請 洽 我們 銷售 部.

Q6 : 貴公司 地址 如何 查詢?

我們 地址 位於 廣東 省 東莞 市 黃江 鎮 康揚 村 1 號. A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebyi Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong Province, 中國