

# 產品規格

產品名稱	2 Pin 2Pin 2.0mm 2Pin LEMO   Dongguan ISO13485 廠家直銷
規格	2Pin 2Pin, 2.0mm 2Pin
長度	1m 2Pin 2Pin
材料	TPU 2Pin 2Pin
用途	EEG, ECG, EMG
包裝	100pcs

本產品符合 ISO13485- 廠家直銷 2Pin LEMO 規格 2.0mm 2Pin 2Pin 2.0mm 2Pin TENS, EMS, ECG 及 EMG 用途。本產品由廠家直銷，品質保證。

本產品採用 TPU 材料，具有柔軟、耐用、防水、防汗等特點。本產品適用於 EEG, ECG, EMG 等醫療用途。本產品由廠家直銷，品質保證。

本產品提供多種規格選擇，包括 [DC2.35mm 2Pin 2Pin](#)、[3.5mm 2Pin 2Pin](#) 等。本產品長度為 30cm，適用於 Tens/EMS 等用途。本產品由廠家直銷，品質保證。

本產品提供 USB -C 接口選擇，包括 [4.0mm 2Pin 2Pin](#)、[USB -C 2Pin](#) 等。本產品適用於 ECG/EMG 等用途。本產品由廠家直銷，品質保證。

"本產品由廠家直銷，品質保證。Dongguan Factory ISO13485 廠家直銷。"

產品名稱 :









□□ □□. □□



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# FAQ

**Q1 : 如何付款?**

A : 我们支持 PayPal, Heymed 等多种支付方式。具体支付方式请咨询客服。

**Q2 : 如何付款?**

A : PayPal, T/T, 电汇, Western Union 等 L/C.

**Q3 : 如何测试产品?**

A : 我们提供多种测试服务。包括 QC 测试、ROH, SGS, CE FCC, ISO9001 : 2008 认证等。

**Q4 : 如何定制产品?**

A : 我们提供 OEM/ODM 定制服务。起订量 100 件。

**Q5 : 如何发货?**

A : 我们提供 DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS 等多种物流方式。

**Q6 : 如何联系?**

A : 我们位于 Dongguan 东莞市。地址: No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, 中国。