


規格	2.54mm 2 Pin 2.0mm ECG
用途	ECG, TENS, EMS, EMG
長さ	10cm, 20cm, 50cm, 100cm
材質	TPU, PVC, 両面テープ
付属品	説明書
保証	1年

このケーブルは、2.54mm 2 Pin 2.0mm ECG 規格のケーブルです。用途は ECG, TENS, EMS, EMG に対応しています。長さには 10cm, 20cm, 50cm, 100cm の4種類があります。材質は TPU, PVC, 両面テープの3種類から選択できます。付属品として説明書が同梱されています。保証期間は1年間です。

2.0mm 規格のケーブルは、医療機器や産業機器に広く使われています。TPU や PVC の材質は、柔軟で耐久性があります。

OEM/ODM 対応のケーブルも提供しています。ご要望に応じて、長さや材質、色などをカスタマイズできます。





□□ □ □□ □□ :

□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

- **ISO 13485** : □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□□.
- **ISO 9001** : □□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□.
- **FDA** □□ : □ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□.
- **CE MDR** □□ : □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ EU □□ □□ □□ (MDR)□ □□□□□□.

□□ □□. □□



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1 : 我 們 的 貨 物 有 什 麼 保 證 ？

A : 我們 Heymed 的 貨 物 均 有 保 證 書 明 確 標 明 貨 物 的 質 量 保 證 期 間 及 保 證 內 容 。 如 有 質 量 問 題 請 即 與 我 們 聯 繫 。

Q2 : 我 們 的 貨 物 有 什 麼 保 證 ？

A : PayPal, T/T, 匯 豐, Western Union 均 可 。

Q3 : 我 們 的 貨 物 有 什 麼 保 證 ？

A : 我們 有 保 證 書 。 我 們 的 貨 物 均 有 保 證 書 明 確 標 明 貨 物 的 質 量 保 證 期 間 及 保 證 內 容 。 我 們 有 保 證 書 ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001 : 2008 均 有 保 證 書 明 確 標 明 。

Q4 : 我 們 的 貨 物 有 什 麼 保 證 ？

A : 我們 有 保 證 書 。 我 們 的 貨 物 均 有 保 證 書 明 確 標 明 貨 物 的 質 量 保 證 期 間 及 保 證 內 容 。 我 們 有 保 證 書 ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001 : 2008 均 有 保 證 書 明 確 標 明 。

Q5 : 我 們 的 貨 物 有 什 麼 保 證 ？

A : 我們 有 保 證 書 。 我 們 的 貨 物 均 有 保 證 書 明 確 標 明 貨 物 的 質 量 保 證 期 間 及 保 證 內 容 。 我 們 有 保 證 書 ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001 : 2008 均 有 保 證 書 明 確 標 明 。

Q6 : 我 們 的 貨 物 有 什 麼 保 證 ？

A : 我們 有 保 證 書 。 我 們 的 貨 物 均 有 保 證 書 明 確 標 明 貨 物 的 質 量 保 證 期 間 及 保 證 內 容 。 我 們 有 保 證 書 ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001 : 2008 均 有 保 證 書 明 確 標 明 。