

產品名稱	符合 ISO13485 標準的 TVNS 測試線 Dongguan ISO13485 認證的 TVNS 測試線
規格	10cm, 20cm, 50cm, 100cm 等
材料	醫用級 PVC, 導電線, 接頭
用途	用於 TVNS 測試, 醫療設備, 實驗室
包裝	每包 10 條
價格	請洽詢

本產品符合 ISO13485 標準的 TVNS 測試線，適用於 TVNS (TVNS) 測試。本產品採用醫用級 PVC 材料，導電線，接頭，符合 ISO13485 標準。本產品長度有 10cm, 20cm, 50cm, 100cm 等。本產品包裝為每包 10 條。本產品價格請洽詢。

本產品符合 ISO13485 標準的 TVNS 測試線，適用於 TVNS (TVNS) 測試。本產品採用醫用級 PVC 材料，導電線，接頭，符合 ISO13485 標準。本產品長度有 10cm, 20cm, 50cm, 100cm 等。本產品包裝為每包 10 條。本產品價格請洽詢。

本產品符合 ISO13485 標準的 TVNS 測試線，適用於 TVNS (TVNS) 測試。本產品採用醫用級 PVC 材料，導電線，接頭，符合 ISO13485 標準。本產品長度有 10cm, 20cm, 50cm, 100cm 等。本產品包裝為每包 10 條。本產品價格請洽詢。






□□ □ □□ □□ :

□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□.

- **ISO 13485** : □□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□.
- **ISO 9001** : □□□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□.
- **FDA** □□ : □ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□□.
- **CE MDR** □□ : □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ EU □□ □□ □□ (MDR)□ □□□□□□□.

□□ □□. □□



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

Q1 : 我 可以 到 貴 公司 參觀 嗎 ？

A : 當然 Heymed 歡迎 貴 公司 到 貴 公司 參觀 貴 公司 的 產品 和 服務 。 貴 公司 的 產品 和 服務 是 貴 公司 的 核心 。

Q2 : 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？

A : PayPal, T/T, 匯 票, Western Union 和 L/C.

Q3 : 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？

A : 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？ QC 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？ 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？ ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001 : 2008 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？

Q4 : 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？

A : 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？ 100 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？ OEM/ODM 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？ 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？

Q5 : 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？

A : 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？ 2-4 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？ DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？

Q6 : 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？

A : 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？ Dongguan 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？ A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, 貴 公司 的 產品 有 什麼 特點 ？