

产品规格

材料	医用级 4.0mm 硅胶 - 4.0mm 硅胶 贴片 电极
尺寸	贴片 3.5mm/4.0mm 间距
长度	120cm 可裁剪
重量	约 100g 每片
应用	TENS EMS 理疗/康复 ECG/EKG/EEG/EMG 监测
MOQ	100PCS

ISO13485 认证 符合 CE 认证 符合 FDA 认证 符合 RoHS 认证. [ECG EKG EEG EMG 贴片](#) 产品

ECG 贴片 采用 医用级 硅胶 材料 4.0mm ecg 贴片 贴片 EEG ECG 贴片 贴片 贴片. 贴片 贴片 贴片 贴片 贴片 贴片 贴片 OEM ODM 贴片 贴片. (TPU 贴片) [ECG 贴片 贴片 贴片](#) .

贴片, 贴片 贴片 贴片 贴片 贴片 贴片. [贴片 EEG EKG 贴片 贴片 贴片](#) 贴片 贴片 贴片 贴片 贴片 贴片 贴片 贴片.

产品:





00 00. 00



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



11 11

Q1: 如何理解「人非圣贤，孰能无过」？

A: Yes, Heymed is an open source project. It is an open source project. It is an open source project.

Q2: □□ □□ □□□ □□□ □ □□□□?

A: PayPal, T/T, ☐ ☐ ☐ L/C

Q3: □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□?

A: ប្រតិបត្តិការ. ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ QC ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ ប្រតិបត្តិការ. ប្រតិបត្តិការ Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008 ប្រតិបត្តិការ. ប្រតិបត្តិការ

Q4: $\frac{1}{2}$? $\frac{1}{3}$? $\frac{1}{4}$? $\frac{1}{5}$? $\frac{1}{6}$? $\frac{1}{7}$? $\frac{1}{8}$? $\frac{1}{9}$? $\frac{1}{10}$? $\frac{1}{11}$? $\frac{1}{12}$? $\frac{1}{13}$? $\frac{1}{14}$? $\frac{1}{15}$? $\frac{1}{16}$? $\frac{1}{17}$? $\frac{1}{18}$? $\frac{1}{19}$? $\frac{1}{20}$?

[illegible]

Q5: ເປັນຫຍັງ ພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງມີ ສະຖານະການ ທີ່ເຮົາຕ້ອງປະຕິບັດ ການປະຕິບັດ ການປະຕິບັດ ການປະຕິບັດ?

A: 2-4 weeks 12 weeks DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS

Q6: 如何 選擇 項目? 如何 選擇 時間 和 地點?

□: □□□□. □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□□. □□ □□□ 3rd□ □□□□ □□□□. □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□
8□ A□ 1□.