

名称
 规格

名称	TENS 电极片 10mm x 10mm
规格	2.0mm 厚度
材料	无纺布
颜色	白色
包装	10片装, 100片装
用途	物理治疗, 疼痛缓解
MOQ	100PCS

本电极片采用NMES(神经肌肉电刺激)技术, 能够有效刺激肌肉收缩, 促进血液循环, 缓解疼痛。适用于肌肉萎缩、关节疼痛、术后康复等。

本电极片采用TENS(经皮神经电刺激)技术, 能够有效缓解疼痛, 促进血液循环。适用于肌肉疼痛、关节疼痛、术后疼痛等。

备注:





□□ □□. □□



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



歡迎來電 查詢

Q1: 貴公司產品有無通過 CE 認證？

A: 當然有。Heymed 產品均通過 CE 認證，品質保證，價格公道。歡迎來電查詢。

Q2: 貴公司產品有無通過 ISO9001 認證？

A: 當然有，T/T, 信託, 銀行匯票 L/C

Q3: 貴公司產品有無通過 RoHS 認證？

A: 當然有。貴公司產品均通過 QC 認證，品質保證，價格公道。歡迎來電查詢。RoHS, SGS, CE FCC, ISO9001:2008 認證。

Q4: 貴公司產品有無通過 FCC 認證？

A: 當然有，100% 通過。歡迎 OEM/ODM 業務。歡迎來電查詢。

Q5: 貴公司產品有無通過 CE 認證？

A: 當然有，2-4 小時內，12 小時內，歡迎 DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS 查詢。

Q6: 貴公司產品有無通過 CE 認證？

A: 當然有。貴公司產品均通過 QC 認證，品質保證，價格公道。歡迎來電查詢。3rd 認證。歡迎來電查詢。100% 80 A 10